



## Descriptif

Les autoclaves verticaux Presoclaves III sont une alternative économique et semi-automatique pour stériliser votre matériel de laboratoire.

Ils ont été conçus pour assurer une sécurité accrue :

- > Soupape de sécurité : prévient quand la pression dépasse la limite maximale.
- > Pressostat de sécurité : déconnecte les éléments chauffants en cas de dépassement de la limite de pression.
- > Thermostat de sécurité : cas d'excès de température ou manque d'eau dans le réservoir de l'autoclave.
- > Dispositifs de sécurité du couvercle : le couvercle ne peut être ouvert si la chambre est sous pression.
- > Enveloppe de protection thermique du couvercle.

Ces autoclaves sont à compléter par des paniers adaptés à votre modèle pour disposer votre matériel à stériliser.

## Caractéristiques techniques

- > Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox.
- > Élément chauffant en acier inox spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
- > Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.
- > Purge atmosphérique automatique.
- > Système de fermeture en 6 points.



## Caractéristiques PRESOCLAVE III

- > Régulation électronique de la température et du temps digitale et purge atmosphérique pour températures de 115°C jusqu'à 134°C. (0,62 à 2 bar).
- > Conforme aux directives des appareils à pression.
- > Semi-automatique.
- > Sécurité : Soupape de sécurité, Pressostat de sécurité, Thermostat de sécurité, Dispositifs de sécurité du couvercle
- > Purge atmosphérique automatique
- > Système de fermeture en 6 points

	Autoclave verticale 50 L Presoclave III Réf : 631443	Autoclave verticale 80 L Presoclave III Réf : 629288
Capacité	50 L	80 L
Dimensions utiles (Ø x Haut. en cm)	30 x 70	40 x 60
Dimensions extérieures (H x l x P en cm)	117 x 48 x 62	107 x 58 x 72
Consommation	3000 W	3600 W
Poids	75 kg	100 kg
Paniers adaptés	Panier fil inox Ø 27 cm Hauteur 20 cm	Panier fil inox Ø 36 cm Hauteur 28 cm
Prix € HT	7516.70	8734.16

## Accessoires

Référence	Descriptif	Prix € HT
630539	Panier fil inox Ø 27 cm Hauteur 20 cm	270.08
630540	Panier fil inox Ø 36 cm Hauteur 28 cm	331.53



**CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 41 11 87 17**