

**DESCRIPTIF**

Compacts, légers, peu onéreux, de forme circulaire, ces mini-agitateurs libéreront de la place sur les paillasses de laboratoire. Ils sont équipés d'une commande électronique qui permet à l'utilisateur de régler la vitesse avec exactitude. En outre, le mécanisme Speedsafe garantit que la vitesse maximale ne sera jamais dépassée. Dans un laboratoire, il arrive souvent qu'un échantillon soit retiré d'un agitateur avant que la vitesse n'en soit réduite, ce qui peut provoquer un emballement du moteur risquant de l'endommager. Disponibles en 11 coloris, ils apportent non seulement un peu de gaieté sur la paillasse mais peuvent également servir à différencier les échantillons.

- > FACILE À MANIPULER, LÉGERS ET COMPACTS
- > BOÎTIER ET PLATEAU TRÈS ROBUSTES
- > SYSTÈME DE SÉCURITÉ SPEEDSAFE™ PROTÉGANT LE MOTEUR D'UNE ACCÉLÉRATION INTEMPESTIVE



réf. 624239



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MINI-AGITATEUR

Capacité d'agitation max.	1 litre
Vitesse min.	100 tr/min
Vitesse max.	1000 tr/min
Catégorie d'installation	II
Alimentation	220/240 VAC, 50/60 Hz
Matériau du plateau	PlastiqueABS
Dimensions / Poids	Ø 137 mm x h 51 mm / 640 g

PLUSIEURS COLORIS POUR UNE MEILLEURE IDENTIFICATION



réf. 624239



réf. 624237



réf. 624230



réf. 624224



réf. 624209



réf. 624210



réf. 624212



réf. 624213



réf. 624228



réf. 624226



réf. 624225

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72