

DISTILLATEUR MERIT ET DISTINCTION

Distillateur - Merit Ref 613197

- Economique.
- Robinet de vidange.
- Distillat basse température de grande qualité utilisable immédiatement.
- Thermostat de sécurité.
- Conception compacte.
- Possibilité d'accroche murale.



Distillateur - Distinction Ref 690267

- Contrôle de niveau du réservoir
- 2 thermostats de sécurité.
- Élément chauffant recouvert de verre de silice.
- Distillat utilisable immédiatement.
- Contrôleur de niveau du réservoir en standard.
- Possibilité d'accroche murale.



Code	613197	690267
Modèle	Merit	Distinction
Débit (litres/heure)	4 (220 V)	4 (240 V)
pH distillat	5,0 à 6,5	5,0 à 6,5
Conductivité ($\mu\text{S/cm}$)	3,0 à 4,0	1,0 à 2,0
Résistivité (mOhm-cm)	0,25 - 0,30	0,1 - 1,0
Température du distillat en sortie	25 à 35	25 à 35
Alimentation en eau (litres / min.)	60	60
Dimensions L x h x p (cm)	50 x 15 x 45	54 x 16 x 41
Alimentation électrique (V / Hz / W)	220 / 50 / 3000	220 / 50 / 3000
Poids (Kg)	11	11

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

