

DISTILLATEUR KJELDAHL

Les distillateurs kjeldahl que nous proposons sont simples, faciles d'utilisations et répondant aux dernières normes. Un large choix est proposé afin de répondre au niveau d'automatisation que vous souhaitez. Des appareils avec titration automatique et passeur d'échantillons existent. Nous contacter par mail ou téléphone.

Une analyse de Kjeldahl demande plusieurs étapes :

1. La minéralisation , voir notre chapitre minéralisateur
2. La titration , voir notre chapitre titrateur ou notre chapitre burettes.

Vous pouvez avoir aussi besoin d'accessoires facilitant l'évacuation des fumées, le stockage des réactifs, les réactifs, n'hésitez pas à nous contacter.

Référence	572540	623643	623644	641471
Modèles	VAP 200	VAP 300	VAP 400	VAP 450
Ajout de NaOH programmable	Oui	Oui	Oui	Oui
Ajout de H ₂ O programmable	Non	Oui	Oui	Oui
Ajout H ₃ BO ₃ programmable	Non	Non	Oui	Oui
Vidange des résidus	Non	Oui	Oui	Oui
Titration automatique	Non	Non	Non	Avec titrateur externe
Vidange bol de titration	Non	Non	Non	Oui
Passeur automatique	Non	Non	Non	Non

Informations techniques	VAP 200 à 450
Sélection de la puissance vapeur	10 -100 %
Taille de l'affichage	7 inch, 480x800 pixel, touchscreen
Mode veille	oui
Temps de distillation par Ech.	approx. 3.5 min
Recouvrement	> 99.5 %
Reproductibilité	± 1 %
Limite de détection	0.1 mg N
Sécurité porte	oui
Tube Standard	250-300 ml
Possibilité d'utiliser d'autres volumes de tubes	oui
Possibilité d'utiliser d'autres marques de tubes	oui
Connexion contrôle niveau	oui
Sondes pour réservoir	option
Pression d'eau froide	1-6 bar
Tension nominale (autres tensions sur demande)	230V, 50Hz
Puissance nominale	2200 W
Poids approximatif	34kg
Dimensions (L x l x H)	527 x 390 x 697 mm
Méthodes pré-définies	oui
Méthodes définies par le client	oui
Calibration de la pompe	oui

Réf 572540



Réf 611471



CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

