

DISTILLATEUR D'EAU

Totalement autonomes avec un contrôle de niveau d'eau dans le réservoir, les distillateurs Aquatron fonctionnent entièrement seuls et gèrent les alimentations en eau et électricité.

3 modèles : A4000 et A8000 équipés d'un système de distillation simple et le A4000D équipé d'un double système de distillation.

- Manipulation simple.
- Distillat apyrogène de très haute qualité et reconnu pour la pharmacopée Européenne et norme ASTM4.
- Souplesse d'alimentation en eau brute ou pré-traitée grâce au kit de conversion.
- Double système de sécurité.
- Livré avec support mural



Spécifications techniques

Spécification	607203	607205	607204
Production en litre/heure	4 l/h	8 l/h	4 l/h
pH	5.0 - 6.5	5.0 - 6.5	5.0 - 6.5
Conductivité μScm^{-1}	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 1.5
Résistivité mOhm-cm	0.5 - 1.0	0.5 - 1.0	0.7 - 1.0
Température °C	25 - 35	25 - 35	25 - 35
Pyrogène	Sans	Sans	Sans
Alimentation en eau	1 l/min 3-100psi (20-700kPa)	2 l/min 3-100psi (20-700kPa)	2 l/min 3-100psi (20-700kPa)
Alimentation électrique	220 or 240V, 50-60Hz, single phase		
Puissance max kW	3	6	6
Dimension mm (w x d x h)	550 x 240 x 410		
Classe IP	21		

Modèle	Référence
Water Still 220V	607203
Water Still 4LT/HR DBLE IEC 220V	607204
Water Still 8L/HR IEC 220V	607205

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

