

ARMOIRE DE SÉCURITÉ

Armoire de sécurité multirisques haute 3 portes - 3 compartiments dont 1 avec équipements PVC

Conformité

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

Avantages

- Fabrication Française
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques
- Equipements en PVC pour compartiment acide inclus
- Conforme aux recommandations de l'INRS
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Fermeture à clef
- Pictogrammes normalisés fournis
- Séparation par familles de produits dangereux



ARMOIRE DE SÉCURITÉ - SUITE

Caractéristiques techniques

Référence	628622
Conformité	Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique
Construction de l'armoire	acier 10/10e
Couleur des portes	blanche RAL 9010
Nombre de porte(s)	3
Type de porte(s)	battantes
Charnières	gauche
Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2025 x 1200 x 800
Ventilation	Entrée d'air avec grille au bas des portes Sortie d'air en partie haute
Diamètre de ventilation (mm)	100
Nombre de compartiment(s)	3
Sur-étagère(s) en PVC	1
Bac(s) de rétention	2
Bac(s) de rétention en PVC	1
Usage	Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs

Accessoires complémentaires conseillés - Caissons de filtration ou de ventilation

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf : 628491 + 637451)
- Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre pour vapeurs organiques et corrosives (Réf 628521)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : 628442)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : 637249)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : 628263)
- Filtre de rechange pour 628263 : Filtre vapeurs organiques et corrosives (Réf : 637250)

Options

- Étagère de rétention supplémentaire pour série 14 (Réf : 628087)
- Bac de rétention en PVC (Réf : 628207)
- Étagère en PVC (Réf : 628174)

Référence	628622
Dimensions extérieures H x L x P (mm)	1825 x 560 x 545
Dimensions intérieures H x L x P (mm)	3x (590 x 550 x 475)
Capacité de stockage (L)	90
Bac(s) de rétention	2
Etagère(s)	3
Charge admissible	50
Poids (kg)	95

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

