

BAIN MARIE SUB AQUA PRO

Fabriqué selon les normes et spécifications les plus élevées, et intégrant la dernière technologie, la gamme avancée de bains marie SUB Aqua Pro convient aux applications les plus exigeantes nécessitant un contrôle précis de la température. Choisissez parmi huit modèles avec plateau de base et couvercle inclus en standard.

- Température ambiante
- Technologie Set and Forget – chauffage rapide, contrôle précis de la température
- Stabilité $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Alarme de surchauffe réglable
- Protection contre un démarrage à vide. Fonction verrouillage du panneau de commande.
- Utilisation possible de billes isolantes sauf pour 144751 et 144752



Spécifications techniques

Instrument	144751	144752	642608	571541	642609	571542	551173
Volume en litre	2	2 (faible profondeur)	5	12	18	26	34
Poids et dimension L x P x H en mm	3 kg 200 x 185 x 200	3 kg 215 x 335 x 150	3 kg 215 x 335 x 200	6 kg 380 x 360 x 225	9 kg 590 x 335 x 275	9 kg 590 x 335 x 275	14.5 kg 770 x 335 x 275
Gamme de température	Ambiance + 5°C à 99 °C						
Résolution	0.1°C						
Stabilité de température à 70°C selon DIN 12876	±0.2°C						
Affichage	digital						
Alarme de surchauffe	●						
Coupure thermique fixe	●						
Fonction Dry start et Run dry	●						
Pré-sélection de températures	3						
Minuteur avec sonnerie	1 à 999 minutes						
Surface de travail L x len mm	117 x 131	139 x 289	131 x 281	281 x 306	485 x 281	481 x 278	635 x 281
Vidange	-	-	-	●	●	●	●
Puissance 120V/ 230V kW	0.25/0.25	0.35/0.35	0.35/0.35	0.8/0.8	1.4/1.05	1.4/1.05	1.8/1.3
Tension en Volt	120 or 230						
	Approuvé CE et CSA						

Options et accessoires

Instrument	144751	144752	642608	571541	642609	571542	551173
Volume en litre	2	2	5	12	18	26	34
Couvercles inclinés en acier inoxydable	-	571545	571545	571546	571547	571547	571548
Billes de polypropylène utilisable jusqu'à 60°C	1 x 571543	1 x 571543	1 x 571543	1 x 571543	2 x 571543	2 x 571543	3 x 571543
Nombre de portoir par bain	-	-	1 x 571553	2 x 571553	4 x 571553	4 x 571553	6 x 571553

Portoirs					
Portoir 571553	Diamètre de tube	Nbre de tubes	Portoir 571553	Diamètre de tube	Nbre de tubes
571553-10	10 mm	84	571553-25	25 mm	18
571553-13	13 mm	55	571553-30	30 mm	12
571553-16	16 mm	36	571553-SE	0.2 mL	105
571553-19	19 mm	32	571553-LE	1.5 mL	65

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

