

CATALOGUE VERRERIE

ALLONGES EN VERRE

Allonge à distiller



Allonge à distiller rodage femelle			
Référence	rodage	Angle	Longueur en mm
Courte			
636907	14/23	105°	65
636908	19/26	105°	65
636909	24/29	105°	65
636910	29/32	105°	65
Longue			
636911	14/23	105°	190
636912	19/26	105°	200
636913	24/29	105°	200
636914	29/32	105°	200

Allonge coudée 75° ou 90° deux rodages mâles

Référence	rodage	Angle
636923	14/23	75°
636924	19/26	75°
636925	24/29	75°
636926	29/32	75°
636927	14/23	90°
636928	19/26	90°
636929	24/29	90°
636930	29/32	90°



Allonge à distiller droite deux rodages mâle et femelle avec prise de vide

Référence	rodage
636919	14/23
636920	19/26
636921	24/29
636922	29/32



Allonge à distiller coudée deux rodages mâle et femelle plus prise de vide

Référence	rodage	Angle
636915	14/23	105°
636916	19/26	105°
636917	24/29	105°
636918	29/32	105°



Allonge à distiller coudée, 2 rodages et prise de vide. Spécialement conçue pour travailler sous vide. Connexion sécurisée grâce à un connecteur plastique à vis.

référence	Rodage CN	Angle	Longueur en mm
605458	14/23	100°	110
605459	19/26	100°	140
605460	24/29	100°	150
605461	29/32	100°	165



AMPOULES A DECANTER

Ampoule à décanter: verre borosilicaté, bouchon plastique, forme poire

volume	rodage	Cdt.	Clé verre	Clé téflon
50 ml	19/26	1	614323	614335
100 ml	19/26	1	614324	614336
250 ml	19/26	1	-	614337
250 ml	24/29	1	-	614338
250 ml	29/32	1	614325	-
500 ml	24/29	1	-	614339
500 ml	29/32	1	614326	-
1 L	29/32	1	636951	614340
2 L	29/32	1	-	-



Ampoule à décanter: verre borosilicaté, bouchon plastique, forme sphérique



volume	rodage	cdt.	Clé téflon
100 ml	19/26	1	614345
125 ml	19/26	1	614346
250 ml	19/26	1	614347
250 ml	24/29	1	614348
500 ml	24/29	1	614349
1 L	24/29	1	614350

Ampoule à décanter: verre pyrex® bouchon verre, forme sphérique



volume	rodage	Cdt.	Clé téflon
25 ml	10/19	1	605171
60ml	14/23	1	605172
125ml	19/26	1	605174
250ml	24/29	1	605176
500 ml	24/29	1	605178
1 L	29/32	1	605180
2 L	29/32	1	605182
4 L	34/35	1	605184

Ampoule à brome: verre borosilicate 3.3, robinet verre, bouchon verre



volume	rodage	cdt.	clé verre
100 ml	19/26	1	614353
250 ml	19/26	1	614354

Ampoule de coulée avec robinet en verre ou PTFE

volume	rodage	Cdt.	Clé verre
50 ml	19/26	1	614356
50 ml	14/23	1	-
250 ml	19/26	1	614358
250 ml	24/29	1	-



BALLONS

Ballon à distiller

- Pour Travaux Pratiques

Référence	Ø en mm	Volume	Cdt.
614379	85	250 ml	1
614380	110	500 ml	1




Ballon à distiller le pétrole PYREX® Conforme ASTM E133

Ballon **604657** pour essences, huiles, kérosènes et dérivés similaires du pétrole.

- Normes : NF – M07002 (1970), ASTM- D86, D 447, E133 (Type B)
- Ballon **604658** dit : de Saybolt. Utilisé pour gazole et huiles combustibles.
- Normes NF – M07003 (1976), I.P – 123/58 ASTM – D 158, E 133 (Type D) DIN – 12363.

Référence	Volume	Ø Ext. Corps (mm)	Ø Int. Col (mm)	Ø Ext. Tubulure (mm)	Longueur tubulure (mm)	Hauteur (mm)	Cdt.
604657	125 ml	69	17	7	100	214	1 x 5
604658	250 ml	86	15	6	100	215	1 x 5
604659*	500 ml	105	24	10	140	240	1 x 5

* Modèle hors norme



Ballon fond rond col étroit borosilicate 3.3 ISO 1773

Volume	Cdt.	Référence
50 ml	1 x 10	614428
100 ml	1 x 10	614429
250 ml	1 x 10	614430
500 ml	1 x 10	614431
1 L	1 x 10	614432
2 L	1 x 6	614433
4 L	1 x 2	614434
6 L	1 x 2	614435
10 L	1	614436



BALLONS

Ballon fond plat col étroit borosilicate 3.3 ISO 1773

Volume	Ø x H (mm)	Ø int. Col (mm)	Cdt.	Col étroit
50 ml	51 x 100	22	1 x 10	614387
100 ml	64 x 110	22	1 x 10	614388
250 ml	85 x 140	34	1 x 10	614389
500 ml	105 x 170	34	1 x 10	614390
1 L	131 x 200	42	1 x 10	614391
2 L	166 x 250	50	1 x 6	614392
4 L	207 x 300	50	1 x 2	614393
6 L	236 x 340	65	1 x 2	614394
10 L	279 x 400	65	1	614395



Ballon fond plat col large borosilicate 3.3 ISO 1773

Volume	Ø x H (mm)	Ø int. Col (mm)	Col large
100 ml	64 x 110	34	614398
250 ml	85 x 140	50	614399
500 ml	105 x 170	50	614400
1 L	131 x 200	50	614401
2 L	166 x 250	76	614402



Ballon col rodé DIN 1234 borosilicate 3.3

Volume	RIN	Fond rond	Ø x H (mm)	Cdt.	Fond plat	Ø x H (mm)	Cdt.
25 ml	14/23	614442	41 x 85	1 x 10	—	—	1 x 10
50 ml	14/23	614445	51 x 105	1 x 10	—	—	1 x 10
50 ml	19/26	614446	51 x 105	1 x 10	634295	51 x 90	1 x 10
50 ml	24/29	—	51 x 105	1 x 10	634296	51 x 90	1 x 10
100 ml	14/23	614449	64 x 115	1 x 10	634850	64 x 110	1 x 10
100 ml	19/26	614450	64 x 115	1 x 10	634297	64 x 110	1 x 10
100 ml	24/29	614451	64 x 115	1 x 10	634298	50 x 110	1 x 10
100 ml	29/32	614452	64 x 115	1 x 10	634299	64 x 110	1 x 10
150 ml	24/29	614455	74 x 120	1 x 10	—	—	1 x 10
250 ml	19/26	614459	85 x 145	1 x 10	634300	85 x 140	1 x 10
250 ml	24/29	614460	85 x 145	1 x 10	634301	85 x 140	1 x 10
250 ml	29/32	614461	85 x 145	1 x 10	634302	85 x 140	1 x 10
500 ml	19/26	614463	105 x 175	1 x 10	—	—	1 x 10
500 ml	24/29	614464	105 x 175	1 x 10	634303	105 x 170	1 x 10
500 ml	29/32	614465	105 x 175	1 x 10	634304	105 x 170	1 x 10
1 L	24/29	614468	131 x 210	1 x 10	634305	131 x 200	1 x 10
1 L	29/32	614469	131 x 210	1 x 10	634306	131 x 200	1 x 10



BALLONS


Ballon fond plat PYREX® ISO 1773

Volume	Col étroit	Ø x H (mm)	Ø int.Col (mm)	Cdt.	Col large	Ø x H (mm)	Ø int. Col (mm)	Cdt.
50 ml	604608	50 x 100	18	1 x 10	604646	52 x 75	32	1 x 10
100 ml	604609	64 x 110	18	1 x 10	604647	64 x 100	32	1 x 10
250 ml	604610	85 x 140	30	1 x 10	604648	84 x 140	47	1 x 10
500 ml	604611	105 x 170	30	1 x 10	604649	103 x 170	47	1 x 10
1 L	604612	132 x 200	36	1 x 10	604650	131 x 200	47	1 x 10
2 L	604613	166 x 250	45	1 x 10	604651	168 x 230	70	1 x 10
4 L	604615	207 x 300	45	1	—	—	—	1
6 L	604616	237 x 340	57	1	—	—	—	1
10 L	604617	280 x 400	57	1	—	—	—	1
20 L	604618	341 x 558	60	1	—	—	—	1



Ballon fond rond PYREX® ISO 1773


Volume	Col étroit	Ø x H (mm)	Ø int. Col (mm)	Cdt.	Col large	Ø x H (mm)	Ø int. Col (mm)	Cdt.
50 ml	604527	50 x 105	18	1 x 10	—	—	—	—
100 ml	604528	65 x 115	18	1 x 10	604601	65 x 100	30	1 x 10
250 ml	604529	85 x 144	30	1 x 10	604602	85 x 145	46	1 x 10
500 ml	604530	105 x 175	30	1 x 10	604603	105 x 168	46	1 x 10
1 L	604531	132 x 200	36	1 x 10	604604	132 x 210	60	1 x 10
2 L	604532	166 x 260	45	1 x 10	604605	166 x 260	70	1 x 2
3 L	—	188 x 354	45	1	604606	207 x 315	70	1
4 L	604534	207 x 315	45	1	604607	237 x 355	80	1
6 L	604535	237 x 355	57	1	—	—	—	—
10 L	604536	279 x 420	57	1	—	—	—	—
20 L	604537	345 x 515	67	1	—	—	—	—



BALLONS

Ballon Kjeldahl

Référence	Volume	Ø ext. Corps (mm)	Ø int. Col (mm)	Ø ext. Col (mm)	H (mm)	Cdt.
605001	50 ml	50	18	22	200	1
605002	100 ml	58	18	22	240	1 x 10
605003	150 ml	66	20	24	275	1 x 10
605004	300 ml	81	24	28	300	1 x 10
605005	500 ml	101	30	34	325	1 x 10
605006	800 ml	115	30	34	350	1 x 10




Ballon pour évaporateur BUCHI HEIDOLPH BIBBY et autres marques



Référence	Volume	Rodage	Cdt.
Ballon d'évaporation			
604538	50 ml	29/32	1 x 2
604540	100 ml	29/32	1
604542	250 ml	29/32	1
604544	500 ml	29/32	1
604546	1 L	29/32	1
Ballon récepteur			
606518	50 ml	35/20	1 x 2
606519	100 ml	35/20	1
606520	250 ml	35/20	1 x 2
604550	500 ml	35/20	1
606522	1 L	35/20	1

Ballon col rodé QUICKFIT® PYREX® ISO 1773


Volume	Rodage	Fond rond	Cdt.	Fond plat	Cdt.
5 ml	10/19	604553	1 x 5	—	—
5 ml	14/23	604554	1 x 5	—	—
10 ml	10/19	604555	1 x 5	—	—
10 ml	14/23	604556	1 x 5	—	—
25 ml	14/23	604557	1 x 5	—	—
25 ml	19/26	604558	1 x 5	—	—
25 ml	24/29	604559	1 x 5	—	—
50 ml	14/23	604560	1 x 5	—	—
50 ml	19/26	604561	1 x 5	604621	1 x 5
50 ml	24/29	604562	1 x 5	604622	1 x 5
50 ml	34/35	604563	1 x 5	—	—
100 ml	14/23	604564	1 x 5	—	—
100 ml	19/26	604565	1 x 5	604623	1 x 5
100 ml	24/29	604566	1 x 5	604624	1 x 5
100 ml	29/32	604567	1 x 5	604625	1 x 5
100 ml	34/35	604568	1 x 5	604626	1 x 5
150 ml	19/26	604569	1 x 5	604627	1 x 5
150 ml	24/29	604570	1 x 5	604628	1 x 5
150 ml	29/32	604573	1 x 5	604631	1 x 5
150 ml	34/35	604575	1 x 5	604632	1 x 5
250 ml	14/23	604576	1 x 2	—	—
250 ml	19/26	604574	1 x 5	604633	1 x 5
250 ml	24/29	604571	1 x 5	604629	1 x 5
250 ml	29/32	604572	1 x 5	604630	1 x 5
250 ml	34/35	604577	1 x 5	604634	1 x 5
500 ml	19/26	604580	1 x 5	604635	1 x 5
500 ml	24/29	604578	1 x 5	604637	1 x 5
500 ml	29/32	604579	1 x 5	604636	1 x 5
500 ml	34/35	604581	1 x 5	604638	1 x 5



BALLONS


Ballon Col rodé QUICKFIT® PYREX®

Volume	Rodage	Fond rond	Cdt.	Fond plat	Cdt.
1 L	19/26	604582	1 x 2	—	—
1 L	24/29	604583	1 x 2	604640	1 x 2
1 L	29/32	604584	1 x 2	604639	1 x 2
1 L	34/35	604585	1 x 2	604641	1 x 2
1 L	45/40	604586	1	—	—
2 L	24/29	604587	1	604642	1
2 L	24/29	604600	1	—	—
2 L	29/32	604588	1	604643	1
2 L	45/40	604589	1	—	—
2 L	34/35	604590	1	604644	1
3 L	24/29	604591	1	—	1
3 L	34/35	604592	1	—	—
4 L	45/40	604595	1	604645	1
5 L	29/32	604593	1	—	—
5 L	34/35	604594	1	—	—
5 L	55/44	604597	1	—	—
6 L	45/40	604598	1	—	—
10 L	34/35	604599	1	—	—




Ballon Bi-col, Tri-col

Volume	Rodage central	Cdt.	un tube oblique	Référence	deux tubes obliques	Référence	Deux tubes droits	Référence
25	14/23	1	14/23	604662	14/23	604692	—	—
25	19/26	1	—	—	14/23	604693	—	—
50	14/23	1	14/23	604663	14/23	604694	—	—
50	19/26	1	—	—	14/23	604695	—	—
50	19/26	1	—	—	19/26	604696	—	—
100	19/26	1	—	—	14/23	604697	—	—
100	24/29	1	14/23	604664	14/23	604698	—	—
100	24/29	1	19/26	604666	19/26	604699	—	—
250	19/26	1	19/26	604665	19/26	604700	—	—
250	24/29	1	14/23	604667	14/23	604701	—	—
250	24/29	1	19/26	604669	19/26	—	19/26	604717
250	29/32	1	14/23	—	14/23	—	14/23	604716
250	29/32	1	—	—	19/26	604702	—	—
250	24/29	1	—	—	19/26	604703	—	—
250	20/32	1	—	—	14/23	604704	—	—
500	19/26	1	19/26	604668	19/26	—	—	—
500	24/29	1	14/23	604670	14/23	604705	—	—
500	29/32	1	—	—	19/26	604706	19/26	604718
500	24/29	1	19/26	604671	19/26	604707	19/26	604719
500	29/32	1	—	—	14/23	604708	—	—



Bécher à bec, avec graduation, ISO 3819, verre borosilicate 3.3

Volume	Forme basse	Cdt.	Forme haute	Cdt.
5 ml	614507	1X10	—	—
10 ml	614508	1X10	—	—
25 ml	614509	1X10	614537	1X10
50 ml	614511	1X10	614538	1X10
100 ml	614512	1X10	614539	1X10
150 ml	614513	1X10	614540	1X10
250 ml	614514	1X10	614541	1X10
400 ml	614515	1X10	614542	1X10
600 ml	614516	1X10	614543	1X10
800 ml	614517	1X10	614544	1X10
1 L	614518	1X10	614545	1X10
2 L	614519	1X4	614546	1X6
3 L	614520	1X4	614547	1X6
5 L	614521	1X2	—	—



Forme basse



Forme haute

Forme basse

Forme haute

Bécher « DURAN SCHOTT® »

Volume	Forme basse	Cdt.	Forme haute	Cdt.
5 ml	629197	1X10	—	—
10 ml	629198	1X10	—	—
25 ml	629199	1X10	—	—
50 ml	629200	1X10	629213	1X10
100 ml	629201	1X10	629214	1X10
150 ml	629202	1X10	629222	1X10
250 ml	629203	1X10	629223	1X10
400 ml	629204	1X10	629224	1X10
600 ml	629206	1X10	629225	1X10
800 ml	629207	1X10	629226	1X10
1 L	629208	1X10	629227	1X10
2 L	629209	1X10	629228	1X10
3 L	629210	1X4	629229	1X2
5 L	629211	1	—	—
10 L	629212	1	—	—

Bécher « PYREX® »

Volume	Cdt.	Forme basse	Forme haute
5 ml	1X10	604408	—
10 ml	1X10	604409	—
25 ml	1X10	604410	—
50 ml	1X10	604411	604423
100 ml	1X10	604412	604424
150 ml	1X10	604413	604425
250 ml	1X10	604414	604426
400 ml	1X10	604415	604427
600 ml	1X10	604416	604428
800 ml	1X10	604417	—
1 L	1X10	604418	604429
2 L	1X10	604419	604430
3 L	1x4	604420	—
5 L	1	604421	—
10 L	1	604422	—



Bécher « usage intensif »


Volume	Cdt.	Référence
150 ml	1x12	604432
250 ml	1x12	604433
400 ml	1x12	604434
600 ml	1X6	604435
1 L	1X6	604436
2 L	1X4	604437
4 L	1	604438



BILLES – BOITES - BONBONNES

Bille de verre

Ø en mm	Référence	Cdt.
2	614562	1 kg
3	614563	1 kg
4	615564	1 kg
5	614565	1 kg
6	614566	1 kg
8	614568	1 kg



Boite de Pétri ANUMBRA (en verre)

Ø en mm	H en mm	Cdt.	Référence
40	12	1 x 20	614610
50	12	1 x 20	614611
60	12	1 x 20	614612
80	15	1 x 20	614613
90	15	1 x 20	614614
100	15	1 x 20	614615
100	20	1 x 20	614616
120	20	1 x 20	614617
150	25	1 x 20	614618
200	30	1 x 10	614619



Bonbonne en verre avec robinet

Référence	Produit	Cdt.
BOROSILICATE 3.3		
614493	Baril verre avec couvercle et robinet RIN 29/32 5L	1
614494	Baril verre avec couvercle et robinet RIN 29/32 10L	1
614495	Baril verre avec couvercle et robinet RIN 29/32 20L	1



Tonnelet à tubulure Torion® avec couvercle

- Idéal pour le stockage d'eau distillée, etc...
- Capacité de 5 à 20 litres.
- Col large avec couvercle.
- La tubulure est fournie avec un anneau d'étanchéité (605703) et une vis de serrage Torion® (605757).
- Le robinet est à commander séparément code 606421 (robinet Rotaflo®, voie de 10, branche coudée).

Référence	Capacité	Ø Ext. Col (mm)	Ø Ext. Corps (mm)	Haut. en mm	Cdt.
605262	5 L	93	189	300	1
605263	10 L	113	236	368	1
637667	20 L	138	323	508	1

Référence	Désignation	Cdt.
605703	Anneau d'étanchéité pour 605262, 605263 et 637667	10
605757	Vis de serrage Torion® pour 605262, 605263 et 637667	10
606421	Robinet Rotaflo pour tonnelet verre 605262, 605263 et 637667	1



BOUCHONS

Bouchon verre borosilicaté 3.3

Rodage	Référence	Cdt.
10/19	614641	1
12/21	614642	1
14/23	614643	1
19/26	614644	1
24/29	614645	1
29/22	614646	1
29/32	614647	1



Bouchon verre creux PYREX®



Référence	Rodage	Ø Tête (mm)	Hauteur (mm)	Cdt.
605302	CN7/16	10	34	5
605303	CN10/13	12	35	5
605304	CN10/19	12	48	5
605305	CN12/14	13	47	20
628485	CN12/21	13	54	5
605308	CN14/23	16	58	5
605309	CN19/17	18	55	20
605310	CN19/26	18	54	5
605311	CN24/29	22	70	5
605312	CN29/22	27	68	20
605313	CN29/32	28	78	5
605314	CN34/35	33	73	5
605316	CN40/38	37,5	90	2
605317	CN45/40	43,2	99	2
605318	CN55/44	52,5	104	2

Bouchon creux, fond plat, à tête hexagonal plate PYREX®

Référence	Rodage	Ø Tête (mm)	Cdt.
605293	7/16	9	10
605294	10/19	12	10
605295	12/21	13	10
605296	14/23	25	10
605297	19/26	18	10
605298	24/29	22	10
605299	29/32	28	10
605300	34/35	32	5
605301	45/40	42	5

Bouchon plein ou semi-creux verre PYREX®

Référence	Type	Rodage	Ø Tête (mm)	Cdt.
605319	Plein	CN14/15	32	2
605320	Plein	CN19/26	36	10
605321	Plein	CN24/29	46	2
605322	Semi-creux	CN29/32	56	2
605323	Semi-creux	CN45/40	77	1
605324	Semi-creux	CN60/46	94	1



BROYAGE - BURETTES

Mortier en verre PYREX®

Mortier seul	Capacité	Cdt.
604512	100 ml	1
604513	120 ml	1
604514	300 ml	1



Pilon à choisir	Capacité	Cdt.
Pilon dépoli		
604515	100 ml	1
604515	120 ml	1
604517	300 ml	1
Pilon lisse		
604516	100 ml	1
604516	120 ml	1
604518	300 ml	1

Burette de Mohr robinet téflon bande émail entonnoir incorporé ISO385

Volume	Précision	Cdt.	Classe AS	Classe A	Classe B
10 ml	1/10	1	614697	614688	614677
10 ml	1/20	1	—	614687	—
25 ml	1/10	1	614698	614689	614678
25 ml	1/20	1	—	614690	—
50 ml	1/10	1	614700	614691	614679
100 ml	1/5	1	—	614692	614680



Burette de Mohr classe A robinet téflon embout polypropylène bande émail

* Spécial lycée : tout se change en pièces détachées

Volume	Cdt.	Précision	Classe A Complète
10 ml	1	1/10	616121 + 615951
25 ml	1	1/10	616124 + 615951
50 ml	1	1/10	616122 + 615951
Pièce	Cdt.	Précision	Classe A pièce détachée
Corps 10 ml	1	1/10	616121
Corps 25 ml	1	1/10	616124
Corps 50 ml	1	1/10	616122
Robinet PTFE avec embout PP	1	—	615951
Embouts PP	1 x 10	—	614981


Burette de Mohr classe B robinet téflon embout polypropylène bande émail

Volume	Cdt.	Précision	Classe B
10 ml	1	1/10	614681
25 ml	1	1/10	614682
50 ml	1	1/10	614683

BURETTES

Burette en verre avec bande photophore, clé téflon® ou clé verre classe AS PYREX®

Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)	Long. (ml)	Cdt.	Clé Téflon®	Clé verre
10	0,05 (1/20)	0,02	570	1	606132	606136
25	0,1 (1/20)	0,05	570	1	606133	606137
25	0,05 (1/20)	0,03	800	1	606134	606138
50	0,1 (1/10)	0,05	800	1	606135	606139



Burette graduée acrylique, avec robinet PE/TPX

Référence	Capacité (ml)	Divisions (ml)	Tolérance (± ml)	Ø Ext. (mm)	Long. (mm)	Cdt.
607515	25	0,1	0,1	12,5	550	1
607516	50	0,1	0,1	13,8	750	1
607517	100	0,2	0,2	17,6	805	1

Burette de PELLET robinet latéral et intermédiaire verre DURAN® classe AS

* Certifiée conforme avec numéro de lot
Livrée avec flacon en verre 2 L

Volume	Précision	Cdt.	Clé verre	Clé téflon
10 ml	0,02	1	637084	548045
25 ml	0,05	1	636967	548046
50 ml	0,1	1	637085	548047



Accessoires pour burette de PELLET

Référence	Désignation	Cdt.
615358	Flacon pour burette de PELLET 2 L verre blanc	1
615360	Flacon pour burette de PELLET 2 L verre Jaune	1
615894	Poire pour burette de PELLET	1

CAPSULES - COMPTAGE - CRISTALLISOIRS

Capsule verre borosilicaté 3.3 fond plat

Référence	Volume	Ø en mm	Cdt.
614766	15 ml	50	1
614767	45 ml	60	1
614768	90 ml	80	1
614772	170 ml	90	1
614770	320 ml	115	1
614771	600 ml	140	1




Cellule de comptage

Référence	Type de cellule		Utilisation	Profondeur
614780	Fuchs Rosenthal	Simple	Rachidien et urinaire	0,2 mm
614789		Double		0,2 mm
614781	Lemaur	Simple		0,4 mm
614778	Nageotte	Simple		0,5 mm
614787		Double		0,5 mm
614775	Malassez	Simple	Numération globulaire	0,2 mm
614784		Double		0,2 mm
614777	Neubauer	Simple		0,1 mm
614786		Double		0,1 mm
614776	Thoma	Simple		0,1 mm
614785		Double		0,1 mm
614788	Burker	Double		-

Cristallisoir

Volume	Cdt.	Avec bec	Sans bec
20 ml	1	630205	630216
40 ml	1	630206	630217
60 ml	1	630207	630218
100 ml	1	630208	630219
150 ml	1	-	630220
180 ml	1	630209	-
300 ml	1	630210	630221
400 ml	1	-	-
500 ml	1	630212	630222
900 ml	1	630213	630223
2 L	1	630214	630224
3,5 L	1	630215	630225



Cristallisoir en verre à cordeline

Volume	Cdt.	Référence
250 ml	1	614896
500 ml	1	614897
750 ml	1	614898
1 L	1	614899
1,5 L	1	614900
2 L	1	614901
5 L	1	614902
9 L	1	614903



CUVES CCM – DESSICATEURS - ENTONNOIRS

Cuve CCM rectangulaire en verre avec couvercle rodé.

Référence	Dimensions En mm	Nbr. De plaques	Couvercle	Cdt.
614930	200 x 200	1	oui	1
614929	100 x 100	5	oui	1
614931	200 x 200	5	Oui	1



Dessicateur en verre

Choisissez votre dessicateur à bouton ou à robinet et ajouter la plaque correspondante !

Diamètre	Cdt.	À bouton	Robinet RIN 24/29	Plaque
100 mm	1	614938	614961	614970
150 mm	1	614939	614962	614971
200 mm	1	614940	614963	614972
250 mm	1	614941	614964	614973
300 mm	1	614942	614965	614974




Référence	Désignation	Cdt.
617668	Pompe à vide manuelle	1
617669	Pompe à vide manuelle avec manomètre	1




Entonnoir cannelé, tige longue, PYREX®

Références	Ø Int.	Hauteur	Ø tige	Long. Tige	Cdt.
605271	65 mm	196 mm	8 mm	150 mm	10
605272	80 mm	210 mm	8 mm	150 mm	10
605273	110 mm	235 mm	8 mm	150 mm	10



Entonnoir 60°, tige courte, PYREX®



Références	Ø Ext.	Hauteur	Ø tige	Long. Tige	Cdt.
605274	35 mm	65 mm	8 mm	35 mm	10
605275	45 mm	84 mm	8 mm	45 mm	10
605276	70 mm	103 mm	8 mm	55 mm	10
605277	80 mm	135 mm	8 mm	80 mm	10
605278	100 mm	175 mm	10 mm	105 mm	10
605279	125 mm	220 mm	12 mm	125 mm	1
605280	150 mm	270 mm	16 mm	150 mm	1
605281	200 mm	345 mm	24 mm	175 mm	1

ENTONNOIRS

Entonnoir 60°, tige courte, borosilicate 3.3

Référence	Corps		tige		Cdt.
	Vol. (ml)	Ø mm	Ø mm	Long mm	
615001	8	35	6	35	1 x 10
615002	15	45	6	45	1 x 10
615003	30	55	8	55	1 x 10
615004	95	75	8	75	1 x 10
615005	140	85	9	85	1 x 10
615006	190	100	10	100	1 x 10
615007	400	125	16	125	1 x 6
615008	750	150	16	150	1 x 10
615009	1.900	200	24	200	1 x 6
615010	2.500	230	30	230	1 x 2
615011	3.000	250	30	250	1 x 2
615012	4.500	300	34	300	1 x 2




Entonnoir, tige longue, PYREX®

Références	Ø Ext.	Hauteur	Ø tige	Long. Tige	Cdt.
605282	70 mm	200 mm	8 mm	150 mm	10
605283	80 mm	215 mm	8 mm	150 mm	10
605284	100 mm	237 mm	8 mm	150 mm	10



Entonnoir filtrant, conique, PYREX®



Références	Capacité	Porosité	Cdt.
606042	20 ml	2	5
606043	20 ml	3	5
606044	20 ml	4	5

ENTONNOIRS

Entonnoir filtrant, cylindrique, PYREX®

Références	Capacité	Porosité	Ø Fritté	Cdt.
606049	35 ml	1	30 mm	5
606050	35 ml	2	30 mm	5
606051	35 ml	3	30 mm	5
606052	35 ml	4	30 mm	5
606053	35 ml	5	30 mm	5
—	—	—	—	—
606054	80 ml	0	40 mm	5
606055	80 ml	1	40 mm	5
606056	80 ml	2	40 mm	5
606057	80 ml	3	40 mm	5
606058	80 ml	4	40 mm	5
606059	80 ml	5	40 mm	5
—	—	—	—	—
606060	125 ml	0	65 mm	5
606061	125 ml	1	65 mm	5
606062	125 ml	2	65 mm	5
606063	125 ml	3	65 mm	5
606064	125 ml	4	65 mm	5
606065	125 ml	5	65 mm	5

Références	Capacité	Porosité	Ø Fritté	Cdt.
606066	500 ml	0	90 mm	5
606067	500 ml	1	90 mm	5
606068	500 ml	2	90 mm	5
606069	500 ml	3	90 mm	5
606070	500 ml	4	90 mm	5
606071	500 ml	5	90 mm	5
—	—	—	—	—
606073	1 L	1	120 mm	2
606074	1 L	2	120 mm	2
606075	1 L	3	120 mm	2
606076	1 L	4	120 mm	2
—	—	—	—	—
606078	3 L	1	175 mm	1
606079	3 L	2	175 mm	1
606080	3 L	3	175 mm	1
606081	3 L	4	175 mm	1

Entonnoir filtrant, borosilicaté 3.3

Référence	Porosité	Capacité	Ø plaque	Ø ext. tige	Cdt.
535782	1	50 ml	35 mm	10 mm	1
535757	2	50 ml	35 mm	10 mm	1
535731	3	50 ml	35 mm	10 mm	1
535708	4	50 ml	35 mm	10 mm	1
535688	5	50 ml	35 mm	10 mm	1
—	—	—	—	—	—
535784	1	75 ml	45 mm	10 mm	1
535759	2	75 ml	45 mm	10 mm	1
535733	3	75 ml	45 mm	10 mm	1
535710	4	75 ml	45 mm	10 mm	1
535690	5	75 ml	45 mm	10 mm	1
—	—	—	—	—	—
535780	1	125 ml	60 mm	10 mm	1
535755	2	125 ml	60 mm	10 mm	1
535729	3	125 ml	60 mm	10 mm	1
535706	4	125 ml	60 mm	10 mm	1
535687	5	125 ml	60 mm	10 mm	1



Référence	Porosité	Capacité	Ø plaque	Ø ext. tige	Cdt.
535783	1	500 ml	95 mm	22 mm	1
535758	2	500 ml	95 mm	22 mm	1
535732	3	500 ml	95 mm	22 mm	1
535709	4	500 ml	95 mm	22 mm	1
535689	5	500 ml	95 mm	22 mm	1
—	—	—	—	—	—
535779	1	1 L	120 mm	22 mm	1
535754	2	1 L	120 mm	22 mm	1
535728	3	1 L	120 mm	22 mm	1
535705	4	1 L	120 mm	22 mm	1
535686	5	1 L	120 mm	22 mm	1
—	—	—	—	—	—
535781	1	4 L	175 mm	30 mm	1
535756	2	4 L	175 mm	30 mm	1
535730	3	4 L	175 mm	30 mm	1
535707	4	4 L	175 mm	30 mm	1

EPROUVETTES

Eprouvette verre non bouchée, forme haute, pied hexagonal ISO 4788

Volume	Cdt.	Classe A graduée bleu certificat de lot	Classe A graduée bleu
10 ml	2	630284	615100
25 ml	2	630285	615101
50 ml	2	630286	615102
100 ml	2	630287	615103
250 ml	2	630288	615104
500 ml	2	630289	615105
1 L	2	630290	615106
2 L	2	630291	615107



Volume	Cdt.	Classe B graduée bleu	Classe B graduée brun
5 ml	1	—	615090
10 ml	1	615082	615091
25 ml	1	615083	615092
50 ml	1	615084	615093
100 ml	1	615085	615094
250 ml	1	615086	615095
500 ml	1	615087	615096
1 L	1	615088	615097
2 L	1	615089	615098

Eprouvette verre bouchée, forme haute, pied hexagonal ISO 4788

Volume	Cdt.	Classe A graduée bleu bouchée verre	Classe A graduée bleu Bouchée plastique
5 ml	1 x 10	615119	—
10 ml	1 x 10	615120	615129
25 ml	1 x 10	615121	615130
50 ml	1 x 10	615122	615131
100 ml	1 x 10	615123	615132
250 ml	1 x 10	615124	615133
500 ml	1 x 10	615124	615134
1 L	1 x 4	615126	615135
2 L	1	615127	—



Volume	Cdt.	Classe B graduée blanc bouchée verre	Classe B graduée brun bouchée plastique
5 ml	1x10	—	—
10 ml	1x10	615108	—
25 ml	1x10	615109	615115
50 ml	1x10	615110	615116
100 ml	1x10	615111	615117
250 ml	1x10	—	—
500 ml	1x10	—	—
1 L	1x4	—	—

Eprouvette verre forme basse, pied hexagonal

Volume	Cdt.	Classe B Graduée Blanc	Classe B Graduée Brune
25 ml	10	615037	615044
50 ml	10	615038	615045
100 ml	10	615039	615046
250 ml	10	614195	615047
500 ml	8	615041	615048
1 L	5	615042	615049



EPROUVETTES

Eprouvette verre à bec, classe A certifiée

Conforme à la norme ISO 4788 DIN 12680, BS 604. Certifiées "H mark".
Calibrée selon les tolérances de la classe A.
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex®.
N° de lot inscrit sur chaque éprouvette permettant une parfaite traçabilité.
Sérigraphie indélébile émaillée blanche.
Pied hexagonal stable.



Référence	Volume	Qté	Haut. (mm)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)
604359	5ml	2	115	0,1	0,05
604360	10ml	2	140	0,2	0,10
604361	25ml	2	170	0,5	0,25
604362	50ml	2	200	1,0	0,50
604363	100ml	2	260	1,0	0,50
604364	250ml	2	335	2,0	1,0
604365	500ml	2	390	5,0	2,5
604366	1 L	2	470	10,0	5,0
604367	2 L	1	570	20,0	10,0

Eprouvette verre à bec, classe B

Conforme aux normes ISO 4788 DIN 12680, BS 604.
Sérigraphie indélébile émaillée bleue facile à lire.
Fabriquée en verre borosilicaté chimiquement résistant.
Pied hexagonal stable.



Référence	Volume	Qté	Haut. (mm)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)
637554	5 ml	1 x 10	115	0,10	0,10
604351	10 ml	1 x 2	140	0,20	0,20
604352	25 ml	1 x 2	170	0,50	0,50
604353	50 ml	1 x 2	200	1,0	1,0
604354	100 ml	1 x 2	260	1,0	1,0
604355	250 ml	1 x 2	335	2,0	2,0
604356	500 ml	1 x 2	390	5,0	5,0
604357	1 L	1 x 2	470	10,0	10,0
604358	2 L	1	570	20,0	20,0

Eprouvette verre, col rodé, bouchon polyéthylène, classe B

Conforme aux normes, ISO 4788, DIN 12685, BS 604.
Livrée avec un bouchon en polyéthylène.
Fabriquée en verre borosilicaté.
Pied hexagonal stable.
Sérigraphie indélébile émaillée bleue.

Référence	Volume	Rodage	Qté	Haut. (mm)	Graduation (ml)	Tolérance (± ml)
604339	10 ml	CN10/19	2	140	0,2	0,2
606295	25 ml	CN14/23	2	170	0,5	0,5
604340	50 ml	CN19/26	2	200	1,0	1,0
604341	100 ml	CN24/29	2	260	1,0	1,0
604342	250 ml	CN29/32	2	335	2,0	2,0
604343	500 ml	CN34/35	2	390	5,0	5,0
604344	1 L	CN45/40	2	470	10,0	10,0
604345	2 L	CN45/40	1	570	20,0	20,0



EPROUVETTES - ERLENMEYERS

Eprouvette verre à bec, usage intensif, forme basse, classe B

Forme basse ou haute très stable.
Particulièrement adaptée pour une utilisation en espace réduit ou sous hotte.
Fabriquée en verre Pyrex® "Usage Intensif".
Parois plus épaisses.
Bourrelet et bec renforcés.
Pied hexagonal lourd et stable.
Sérigraphie indélébile émaillée bleue très contrastée.

Volume	Qté	Basse	Haute
10 ml	2	604369	—
25 ml	2	604370	—
50 ml	2	604371	604384
100 ml	2	604372	604385
250 ml	2	604373	604386
500 ml	2	604374	604387
1 L	2	604375	604388
2 L	1	—	604389




Erlenmeyer borosilicate 3.3

Pyrex®

Borosilacaté 3.3

Volume	Cdt.	Col étroit	Col large	Cdt.	Col étroit	Col large
25ml	1x10	615214	—	—	—	—
50ml	1x10	615215	615224	12	615172	615177
100ml	1x10	615216	615225	12	615173	615179
250ml	1x10	615217	615226	12	615174	615178
500ml	1x10	615219	—	8	615175	615180
1L	1x10	615220	—	6	615176	—
2L	1x6	615221	—	—	—	—
3L	1x6	615222	—	—	—	—
5L	1x2	615223	—	—	—	—



ERLENMEYERS

Erlenmeyer gradué col rodé borosilicaté 3.3

V en ml	Rodage 14/23	Rodage 19/26	Rodage 24/29	Rodage 29/32	Cdt.
25	615182	615183	—	—	1 x 10
50	615184	615185	615186	615187	1 x 10
100	615188	615189	615190	615191	1 x 10
150	—	615192	615193	615194	1 x 10
200	—	—	—	615195	1 x 10
250	—	615196	615197	615198	1 x 10
300	—	—	—	615200	1 x 10
500	—	615201	615202	615203	1 x 10
1000	—	—	615205	615206	1 x 10
2000	—	—	—	615208	1 x 6



Erlenmeyer bouchon à vis borosilicate 3.3

Référence	Volume	Diamètre	Cdt.
615210	100ml	GL 25	1x10
615211	250ml	GL 32	1x10
615212	500ml	GL 32	1x10
615213	1L	GL 32	1x10

Erlenmeyer PYREX col étroit

V en ml	Col étroit	Cdt.	intensif étroit	Cdt.
5	604816	1 x 10	—	—
10	604817	1 x 10	607070	1x12
25	604818	1 x 10	607073	1x12
50	604819	1 x 10	607077	1x12
100	604820	1 x 10	—	—
125	—	—	607071	1x12
150	604821	1 x 10	—	—
200	604822	1 x 10	—	—
250	604823	1 x 10	607074	1x12
300	604824	1 x 10	—	—
500	604825	1 x 10	607078	1x6
1000	604826	1 x 10	607072	1x6
2000	604827	1 x 10	607075	1
3000	604828	1 x 2	—	—
4000	—	—	607076	1
5000	604829	1	—	—
6000	—	—	607079	1



ERLENMEYERS


Erlenmeyer PYREX Col large



V olume	Col large	Cdt.	Intensif large	Cdt.
50 ml	604869	1 x 10	—	—
100 ml	604870	1 x 10	—	—
125 ml	—	—	604925	1x12
250 ml	604871	1 x 10	604926	1x12
500 ml	604872	1 x 10	604927	1x6
1 L	604873	1 x 10	604928	1x6
2 L	604874	1 x 10	604929	1

Erlenmeyer PYREX bouché SVL

Référence	Volume	Cdt.	SVL	Ø Ext. Corps (mm)	Haut. (mm)
604830	5 ml	10	15	25	57
604831	10 ml	10	15	30	68
604832	25 ml	10	22	42	76
604833	50 ml	10	22	51	85
604834	100 ml	10	30	64	105
604835	250 ml	10	42	85	140
604836	500 ml	10	42	105	170
604837	1 L	1	42	131	215
604838	2 L	5	42	166	280
604839	3 L	5	42	187	315



SVL	Joint	Cdt.	Bouchon	Cdt.
13	605737	20	605746	20
15	605738	20	605747	20
18	605739	20	605748	20
20	605740	20	605749	20
22	605741	20	605750	20
25	605742	20	605751	20
30	605743	20	605752	20
42	605744	10	605753	10

Erlenmeyer SCHOTT



Référence	Produit	Cdt.
629230	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 25 ml	1x10
629231	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 50 ml	1x10
629232	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 100 ml	1x10
629233	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 200 ml *	1x10
629234	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 250 ml	1x10
629235	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 300 ml	1x10
629236	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 500 ml	1x10
629237	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 1L	1x10
629238	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 2L	1x10
629239	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 3L	1x2
629240	Fiole erlenmeyer DURAN col étroit 5L	1

EXTRACTEURS DE SOXHLET

Extracteur complet pour SOXHLET

(Réfrigérant à boules ALLINH ou à serpentín DIMROTH)

Extracteur complet réfrigérant ALLINH	Extracteur complet réfrigérant DIMROTH	Cdt.	Volume extracteur	Rodage femelle	Rodage mâle	Volume ballon
637110	637115	1	100 ml	45/40	29/32	250 ml
637111	-	1	150 ml	45/40	29/32	250 ml
637112	637117	1	250 ml	45/40	29/32	500 ml
637113	637118	1	500 ml	60/46	29/32	1 L
637114	-	1	1 L	71/51	29/32	2 L

Référence	Extracteur (x 1)	€ HT	Réfrigérant (x 1)	€ HT	Ballon (x 10)
ALLINH					
637110	637127	81,38	637120	48,55	634302
637111	-	-	637120	48,55	634302
637112	637129	91,77	637120	48,55	634304
637113	637130	120,00	-	-	634306
637114	637131	180,00	-	-	614411
DIMROTH					
637115	637127	81,38	637124	81,36	634302
637116	-	-	637124	81,36	634302
637117	637129	91,77	637124	81,36	634304
637118	-	-	-	-	634306
637119	-	-	637126	132,36	614411

• Cartouche d'extraction en cellulose de coton, pure et sans graisse.

Référence	H en mm	Ø int. mm	Ø ext. mm	Cdt.
635128	30	14	16	1 x 25
635130	90	19	22	1 x 25
635129	60	18	22	1 x 25
635131	60	22	26	1 x 25
635132	80	23	27	1 x 25
635133	100	26	30	1 x 25
635134	60	26	30	1 x 25
635135	80	29	34	1 x 25
635136	80	33	36	1 x 25
635138	130	34	37	1 x 25
635140	150	38	41	1 x 25
635143	170	54	58	1 x 25
635144	170	58	62	1 x 25
635145	240	65	70	1 x 25
635146	200	75	80	1 x 25
635147	250	75	80	1 x 25
635148	250	92	95	1 x 25



Kit Soxhlet PYREX® constitué d'un réfrigérant d'Allihn 250 mm, CN 40/38 (605916); d'un extracteur Soxhlet 100 ml, CN 40/38/24/29 (605838) et d'un ballon fond plat 250 ml CN 24/29 (604629).

Référence	Désignation	Cdt.
605849	Kit Soxhlet 250ml	1
-	Pièces détachées :	-
605916	Réfrigérant Allihn à vis CN40/38 L 250 mm	1
605838	Extracteur Soxhlet 100ml CN40/38-24/29	1
604571	Ballon à fond rond col court 250ml CN24/29	5
605580	Joint clip pour rodage conique 24/29	10
605583	Joint clip pour rodage conique 40/38	10



FIOLES JAUGEES

Volume	Rodage	Cdt.	Verre blanc avec certificat de lot	Verre blanc usage courant	Verre brun avec certificat de lot	Cdt.
5 ml	7/16	1	615252	–	615241	1x2
10 ml	10/19	1	615253	637132	615242	1x2
20 ml	10/19	1	615254	637133	615243	1x2
25 ml	10/19	1	615255	–	615244	1x2
50 ml	12/21	1	615256	637134	615245	1x2
100 ml	14/23	1	615257	637135	615246	1x2
200 ml	14/23	1	615258	637136	615247	1x2
250 ml	14/23	1	615259	637137	615248	1x2
500 ml	19/26	1	615260	637138	615249	1x2
1L	24/29	1	615261	637139	615250	1x2
2L	29/32	1	615262	–	615251	1



Fiole jaugée verre non bouchée classe A

Volume	Classe A avec certificat de lot	Cdt.	Classe A	Cdt.
5 ml	615274	–	–	–
10 ml	615275	1	615302	1x10
20 ml	615276	1	–	–
25 ml	615277	1	615303	1x10
50 ml	615278	1	615304	1x10
100 ml	615279	1	615305	1x10
200 ml	615280	1	615306	1x10
250 ml	615281	1	615307	1x10
500 ml	615282	1	615308	1x10
1L	615283	1	615309	1x10
2L	615284	–	615310	6



Fiole jaugée verre classe B bouchée et non bouchée

Volume	Classe B bouchée	Rodage	Cdt.	Classe B bouchée	Cdt.	Classe B pour TP	Cdt.
10 ml	–	–	–	–	–	630239	2
20 ml	–	–	–	–	–	630240	2
25 ml	615313	10/19	1x10	615324	1x10	630241	1
50 ml	615314	12/21	1x10	615325	1x10	615332	1
100 ml	615315	12/21	1x10	615326	1x10	615333	1
200 ml	615316	14/23	1x10	615327	1x10	615334	1
250 ml	615317	14/23	1x10	615328	1x10	615335	1
500 ml	615318	19/26	1x10	615329	1x10	615336	1
1L	615319	24/29	1x10	615330	1x10	615337	1
2L	615320	29/32	1x6	615331	1x6	615338	1
5L	615321	34/35	2	–	–	–	–




FIOLES JAUGEES

Fiole jaugée verre, bouchée polypropylène, classe A


Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
Calibrée selon les tolérances de la classe A.
Certifiée "H" marque.
Inscriptions émaillées en bleu.
Trait de jauge gravé pour une plus grande précision.
Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée.
Certificat de conformité de lot en ligne sur le site internet.

Volume	Col rodé	Rodage	Cdt.
5 ml	604930	CN10/19	5
10 ml	604931	CN10/19	5
20 ml	604932	CN10/19	5
25 ml	604933	CN10/19	5
50 ml	604934	CN12/21	5
100 ml	604935	CN14/23	5
200 ml	604936	CN14/23	5
250 ml	604937	CN14/23	2
500 ml	604938	CN19/26	2
1 L	604939	CN24/29	2
2 L	604940	CN29/32	1
5 L	604941	CN34/35	1



Fiole jaugée verre, non bouchée, classe A

Conforme aux normes ISO 1042, BSI 1792 et DIN 12664.
Certifiée "H" marque.
Le col muni d'un épais bourrelet permet d'adapter un bouchon en caoutchouc.
Trait de jauge gravé.
Inscriptions émaillées en bleu.
Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée.
Certificat de conformité de lot en ligne sur le site internet.



Volume	Col lisse	Cdt.
5 ml	604904	5
10 ml	604905	5
20 ml	604906	5
25 ml	604907	5
50 ml	604908	5
100 ml	604909	5
200 ml	604910	5
250 ml	604911	2
500 ml	604912	2
1 L	604913	2
2 L	604914	1
5 L	604915	1

FIOLES A VIDE


Fiole à vide en verre



Référence	Volume	Cdt.
615150	250 ml	1
615152	500 ml	1
615153	1 L	1
615155	2 L	1

Fiole à filtrer, col lisse, connecteur à olive


Conformes à la norme ISO DIN 6556.
Fioles type Büchner conçues pour la filtration sous vide.
Parois plus épaisses pour une meilleure résistance mécanique.
Connecteur à olive pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9 mm.



Volume	Qté	Connecteur olive	Connecteur à vis	Qté	Ø Int. Col (mm)	Ø Ext. Corps (mm)	Haut. (mm)
100 ml	10	605019	605034	10	24	64	105
250 ml	10	605020	605035	10	35	85	155
500 ml	10	605021	605036	10	35	105	185
1 L	5	605022	605037	10	45	136	230
2 L	1	605023	605038	5	60	166	260
3 L	5	605024	-	1	68	187	335
5 L	1	605025	605039	1	68	220	385

Fiole à filtrer, col lisse, connecteur à vis

Conformes à la norme ISO DIN 6556.
Fioles type Büchner à parois épaisses conçues pour résister aux contraintes du travail sous vide.
Livrées avec connecteur à vis en téflon code pour le raccordement simple et en toute sécurité d'un tube de diamètre interne 9 mm.




*** Connecteurs à vis et joint (605587) de rechanges pour fioles 605034 à 605039**

Référence	Matière	Tpre max	Pas de vis	Ø int.	Ø ext.	Long.	Cdt.
605585	PP	140°C	13 mm	-	-	25 mm	10
605588	PTFE	200°C	13 mm	-	-	25 mm	10
605587	-	-	-	4,4 mm	9 mm	-	10

FIOLES A VIDE

Fiole à filtrer, col rodé, connecteur à olive


Fioles type Büchner avec col rodé normalisé.
Tubulure à olive en verre pour le raccordement
à un tube souple de diamètre interne 9 mm.
Parois et base épaisses pour travailler sous vide sans risque.



Volume	Rodage	Cdt.	Tubulure Verre		connecteur détachable	Qté		Ø Ext. Corps (mm)	Haut. (mm)
100 ml	CN24/29	2	605011		605026	2		64	107
100 ml	CN19/26	2	605012		605027	2		64	107
250 ml	CN24/29	2	605013		605028	2		85	145
250 ml	CN29/32	2	605014		605029	2		85	145
500 ml	CN24/29	2	605015		605030	2		105	172
500 ml	CN29/32	2	605016		605031	2		105	172
1 L	CN24/29	2	605017		605032	2		136	227
1 L	CN29/32	2	605018		605033	2		136	227

Fiole à filtrer, col rodé, connecteur à vis

Fioles type Büchner à parois épaisses conçues pour résister aux contraintes du travail sous vide.
Connecteur plastique à vis pour le raccordement simple et en toute sécurité d'un tube de diamètre interne 9 mm.
Livrées avec connecteur à vis en téflon .



Référence	Désignation	Cdt.
507063	Pompe à vide à membrane. 6 l/mn IP 20	1

Référence	Désignation	Cdt.
637555	Collier de serrage 8 à 12 mm	1 x 10



Référence	Désignation	Cdt.
612449	Tuyau aspiration Ø Int. 8 mm Ø Ext. 14 mm ép. 3,0mm	10 m

Référence	Produit	Cdt.
617837	Jeu de 7 adaptateurs caoutchouc pour entonnoir Buchner	1



FLACONS VERRE

Flacon col lisse, non gradués verre PYREX®

Référence	Volume	Ø Ext. (mm)	Ø Int. col (mm)	Haut. (mm)	Cdt.
605041	100 ml	54	13	95	10
605042	250 ml	73	18	131	10
605043	500 ml	89	23	163	10
605044	1 L	111	28	200	10
605046	5 L	185	44	315	1
605047	5 L	185	59	315	1
605048	10 L	227	59	398	1
605049	10 L	237	78	400	1
605051	15 L	252	60	460	1
605050	20 L	288	59	492	1

Conformes à la norme ISO 4796.
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®.
A utiliser avec des bouchons à caoutchouc.



Flacon tubulé, col lisse


Conformes à la norme ISO 4796.
Le rodage latéral 29/32 permet d'adapter les robinets clé verre ou clé PTFE.
Le flacon peut être fermé par un bouchon en caoutchouc (non fourni).

Référence	Volume	Ø Ext. (mm)	Ø Int. col (mm)	Haut. (mm)	Cdt.
605124	2 L	138	28	248	5
605125	5 L	181	44	318	1
605126	10 L	227	59	398	1
605128	15 L	252	60	460	1
605127	20 L	288	59	492	1

Flacon tubulé, col rodé, non gradué

Conformes à la norme ISO 4796.
Ces flacons tubulés en verre Pyrex® ont un col rodé et sont fournis avec un bouchon en verre.
Le rodage latéral 29/32 permet d'adapter les robinets

Référence	Volume	RIN	Ø Ext. (mm)	Ø Int. col (mm)	Haut. (mm)	Cdt.
605129	2 L	29/32	138	29	262	2
605130	5 L	45/40	181	45	333	1
605131	10 L	60/46	227	60	414	1
605132	20 L	60/46	288	60	508	1




Référence	Désignation	Cdt.
605290	Robinet clé verre pour flacon tubulé	1
605291	Robinet rotaflo clé PTFE pour flacon tubulé	1



Flacon bouché, col rodé, non gradué

Conformes à la norme ISO 4796.
Livrés avec bouchon en verre.

Référence	Volume	RIN	Ø Ext. (mm)	Haut. (mm)	Cdt.
605052	25 ml	14/15	35	76	1
605053	50 ml	19/26	43	103	1
605054	100 ml	14/15	54	106	10
605055	250 ml	19/26	73	143	10
605056	500 ml	24/29	89	175	10
605057	1 L	29/32	111	214	10
605058	2 L	29/32	138	262	10
605059	5 L	45/40	181	333	1
605060	10 L	60/46	227	414	1
605061	20 L	60/46	288	508	1



FLACONS VERRE


Flacon bouché SVL®, gradué

* PYREX®

Idéaux pour stocker les réactifs ou les milieux.
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®.
Possèdent un col ayant une large ouverture.
Excellente résistance aux attaques chimiques
et aux hautes températures.
Livrés avec un bouchon en phénoplaste haute performance
et un joint d'étanchéité composite en PTFE et éthylène-propylène.
Ils sont stérilisables à 121°C pendant 2 heures.
Graduations (sauf 25 ml) et surface de marquage blanches.

Référence	Volume	SVL®	Cdt.
605062	25 ml	20	10
605063	50 ml	25	10
605064	100 ml	25	10
605065	250 ml	30	10
605066	500 ml	30	10
605067	1 L	42	10
605068	2 L	60	10
605069	5 L	60	1
605070	10 L	60	1
605072	15 L	60	1
605071	20 L	60	1

Bouchons	SVL®	Cdt.	Joints De rechange	Cdt.
605746	13	1 x 20	605737	1 x 20
605747	15	1 x 20	605738	1 x 20
605748	18	1 x 20	605739	1 x 20
605749	20	1 x 20	605740	1 x 20
605750	22	1 x 20	605741	1 x 20
605751	25	1 x 20	605742	1 x 20
605752	30	1 x 20	605743	1 x 20
605753	42	1 x 10	605744	1 x 10
605754	60	1 x 5	605745	1 x 5



Flacon ISO GL 45, bouchon bleu

* Verre DURAN® SCHOTT



Référence	Volume	Cdt.
629241	25 ml	1 x 10
629242	50 ml	1 x 10
629243	100 ml	1 x 10
629244	250 ml	1 x 10
629245	500 ml	1 x 10
629246	1 L	1 x 10
629247	2 L	1 x 10
629248	5 L	1
629249	10 L	1
629250	20 L	1

Flacon ISO GL 45, bouchon bleu

* Verre borosilicate 3.3



Référence	Volume	Cdt.
615489	100 ml	1 x 10
615490	250 ml	1 x 10
615491	500 ml	1 x 10
615492	1 L	1 x 10
615493	2 L	1 x 10
615494	5 L	1 x 6
615495	10 L	1
615496	20 L	1


LAMES

Lame

Référence	Produit	Cdt.
615539	Lames verre standard bords bruts 90° sans dépoli	1x50
615541	Lames verre standard bords rodés 90° sans dépoli	1x50
615540	Lame verre standard bords bruts 90° 2 faces dépolies	1x50
615542	Lames verre standard bords rodés 90° 2 faces dépolies	1x50
615537	Lames verre standard bords rodés 45° sans dépoli	1x50
615536	Lames verre standard bords rodés 45° dépolie	1x50


Lamelle

Référence	Dim. (mm)	Cdt.
585695	15 x 15	10 x 100
586664	18 x 18	10 x 100
586665	20 x 20	10 x 100
586666	22 x 22	10 x 100
586668	22 x 32	10 x 100
586680	22 x 40	10 x 100
586696	22 x 50	10 x 100
586697	22 x 60	10 x 100
586667	24 x 24	10 x 100
586669	24 x 32	10 x 100
586670	24 x 36	10 x 100
586671	24 x 40	10 x 100
586672	24 x 50	10 x 100
586673	24 x 60	10 x 100
586677	24 x 67	10 x 100
586682	25 x 40	10 x 100
586698	25 x 50	10 x 100
586699	25 x 60	10 x 100
586681	25 x 70	10 x 100
586683	50 x 65	10 x 100



Pince à lamelles

Référence	Désignation	Cdt.
633956	Pince acier porte-objets à lamelles droite	1 x 5
633957	Pince acier porte-objets à lamelles courbe	1 x 5



PIPETTES

Pipette pour globules




Référence	Désignation	Globule	Qté
615800	POTAIN	Rouge	1 x 10
615801	THOMA	Blanc	1 x 10
615802	POTAIN-MALASSEZ	Blanc	1 x 10

Pipette graduée en verre avec boule de sécurité classe AS

- Pipette graduée bleue ISO 385, classe AS avec boule de sécurité zéro en bas ou en haut

Volume	Précision	Cdt.	Zéro en bas		Zéro en haut	Cdt.
—	—	—	—		615701	1x10
—	—	—	—		615702	1x10
—	—	—	—		615703	1x10
—	—	—	—		—	—
1 ml	1/10	1	615684		615704	1x10
2 ml	1/100	1	615685		615705	1x10
2 ml	1/10	1	615686		615707	1x10
—	—	—	—		—	—
5 ml	1/20	1	615687		615708	1x10
5 ml	1/10	1	615688		615709	1x10
10 ml	1/10	1	615689		615710	1x10
20 ml	1/10	1	615690		615711	1x10
25 ml	1/10	1	615691		615712	1x10



PIPETTES

Pipette graduée en verre avec boule de sécurité classe A

• Pipette graduée, classe A « spécial enseignement »

Graduée bleue, zéro en bas.

Volume	Précision	Cdt.	Référence
1 ml	1/10	1	637225
2 ml	1/10	1	637226
5 ml	1/10	1	637227
10 ml	1/10	1	637228
25 ml	1/10	1	637229

Pipette graduée en verre avec boule de sécurité classe B

• Pipette graduée ISO 835, classe B


Volume	Précision	Cdt.	Référence
1 ml	1/100	1	615654
1 ml	1/20	1	615655
1 ml	1/10	1	615656
2 ml	1/100	1	615658
2 ml	1/20	1	615659
2 ml	1/10	1	615660
5 ml	1/20	1	615662
5 ml	1/10	1	615663
10 ml	1/10	1	615664
20 ml	1/10	1	615665
25 ml	1/10	1	615666
50 ml	1/10	1	615667

graduée brune, zéro en bas.

Pipette jaugée en verre classe AS et classe A

• Pipette jaugée avec boule de sécurité, classe AS, graduée brune

Volume	Cdt.	1 trait		2 traits	
1 ml	1	615763		615785	
2 ml	1	615764		615786	
5 ml	1	615765		615787	
10 ml	1	615766		615788	
15 ml	1	615767		615789	
20 ml	1	615768		615790	
25 ml	1	615769		615791	
50 ml	1	615770		615792	
100 ml	1	615771		615793	



• Pipette jaugée « spéciale enseignement », classe A

- 1 trait : sans boule de sécurité
- 2 traits : avec boule de sécurité

Volume	Cdt.	1 trait		2 traits	
1 ml	1	615772		637230	
2 ml	1	615773		637231	
5 ml	1	615774		637232	
10 ml	1	615775		637233	
20 ml	1	615776		637234	
25 ml	1	615777		637235	



PIPETTES

Pipettes jaugées verre classe B

• Pipette jaugée « spéciale enseignement », classe B

Volume	Cdt.	1 trait	2 traits
1 ml	1	615725	615748
2 ml	1	615726	615749
5 ml	1	615727	615751
10 ml	1	615728	615752
15 ml	1	615729	630183
20 ml	1	615730	615753
25 ml	1	615731	615754
50 ml	1	615732	615755
100 ml	1	615733	615756



1 ou 2 traits avec boule de sécurité

• Pipette jaugée, classe B, sans boule de sécurité



Volume	Cdt.	1 trait	2 traits
1 ml	10	615734	630184
2 ml	10	615735	630185
5 ml	10	615736	630186
10 ml	10	—	630187
20 ml	10	615738	—
25 ml	10	—	630188
30 ml	10	615740	—
50 ml	10	615741	—
100 ml	1	—	630190


Pipette Pasteur en verre

Référence	Produit	Stérile	Fermée	Cotonnée	Cdt.
586933	Pipettes pasteur 150 mm	Non	Non	Non	1 x 500
586941	Pipettes pasteur 150 mm	Oui	Oui	Oui	1 x 500
586935	Pipettes pasteur 230 mm	Non	Non	Non	1 x 250
586936	Pipettes pasteur 230 mm	Oui	Oui	Oui	1 x 250
586937	Pipettes pasteur 280 mm	Non	Non	Non	1 x 250
586938	Pipettes pasteur 280 mm	Oui	Oui	Oui	1 x 250



RACCORDS

Raccord verre QUICKFIT®



Référence	Rodage mâle	Rodage femelle	Connecteur	Haut. (mm)	Cdt.
Raccord 2 rodages					
605462	14/23	14/23	Vis	–	1
605463	14/23	14/23	Vis	–	1
605464	14/23	14/23	Vis	–	1
605465	19/26	19/26	Vis	–	1
605466	19/26	19/26	Vis	–	1
605467	19/26	19/26	Vis	–	1
605468	19/26	19/26	Vis	–	1
605469	24/29	24/29	Vis	–	1
605470	29/32	29/32	Vis	–	1
Raccord 3 rodages parallèles					
605507	14/23	14/23	Non	70	1
605509	19/26	19/26	Non	80	1
605512	24/29	19/26	Non	80	1
605513	29/32	29/32	Non	95	1
605511	29/32	24/29	Non	85	1
Raccord 3 rodages dont un à 45°					
605471	19/26	19/26	Non	110	1
605472	24/29	19/26	Non	110	1
Raccord 4 rodages					
605514	24/29	19/26	Non	120	1

RACCORDS


Raccord d'élargissement en verre QUICKFIT®



Référence	Femelle	Mâle	L (mm)	Cdt.
605551	14/23	10/19	65	2
605552	19/26	14/23	75	2
605553	24/29	14/23	85	2
605555	24/29	19/26	98	2
605554	29/32	14/23	87	2
605556	29/32	19/26	98	2
605558	29/32	24/29	105	2
605557	34/35	19/26	100	2
605559	34/35	24/29	108	2
605560	34/35	29/32	110	2
605561	40/38	29/32	117	1
605562	45/40	29/32	120	1

Raccord en verre série longue QUICKFIT®

Référence	Série	Femelle	Mâle	L (mm)	Cdt.
605530	Longue	10/19	14/23	50	2
605531	Longue	14/23	19/26	57	2
605532	Longue	14/23	24/29	68	2
605533	Longue	19/26	24/29	68	2
605534	Longue	14/23	29/32	70	2
605535	Longue	19/26	29/32	72	2
605536	Longue	24/29	29/32	72	2
605537	Longue	19/26	34/35	75	2
605538	Longue	24/29	34/35	76	2
605539	Longue	29/32	34/35	82	2
605540	Longue	24/29	45/40	88	1
605541	Longue	29/32	45/40	90	1
605542	Longue	34/35	45/40	95	1



Raccord en verre borosilicaté 3.3



Référence	Femelle	Mâle	Qté
Elargissement	–	–	–
616102	19/26	14/23	1
616103	24/29	14/23	1
616104	24/29	19/26	1
Réduction	–	–	–
616093	14/23	19/26	1
616094	14/23	24/29	1
616095	14/23	29/32	1
616096	19/26	24/29	1

REFRIGERANTS

Réfrigérant d'Allihn, à boule

La structure interne à boules apporte une surface de refroidissement supérieure aux modèles classiques.
Préconisés pour les distillations sous reflux.
Fournis avec des connecteurs en plastique à vis pour une utilisation simple en toute sécurité.

Référence	Femelle	Mâle	Long.utile en mm	Long.totale en mm	Cdt.
605914	—	29/32	250	412	1
605916	—	40/38	250	365	1
605915	—	50/42	250	365	1
605917	—	19/26	250	397	1
605918	—	24/29	250	402	1
605920	19/26	19/26	250	365	1
605919	24/29	24/29	400	543	1
605923	29/32	29/32	400	550	1



Réfrigérant de Graham, à spires

Ces modèles avec circulation d'eau dans le serpentin procurent une très grande surface de refroidissement.
Ils conviennent pour les utilisations en distillation, ils sont particulièrement appropriés pour les condensations à reflux.
Fournis avec des connecteurs plastiques à vis pour une utilisation simple en toute sécurité.




Référence	Femelle	Mâle	Long.utile en mm	Long.totale en mm	Cdt.
605924	—	—	250	445	1
605936	19/26	19/26	165	305	1
605937	24/29	24/29	165	310	1
605938	29/32	29/32	165	315	1
605939	19/26	19/26	320	460	1
605940	24/29	24/29	320	465	1
605941	29/32	29/32	320	470	1
605942	—	34/35	160	320	1
605943	—	40/38	207	380	1
605944	—	50/42	155	348	1

Réfrigérant de Liebig, droit

La forme droite de ces réfrigérants assure une turbulence maximale du liquide de réfrigération dans la double enveloppe
et accroît ainsi son efficacité, bien que la surface de condensation soit relativement faible.
Fournis avec des connecteurs plastiques à vis pour une utilisation simple en toute sécurité.

Référence	Femelle	Mâle	Long.utile en mm	Long.totale en mm	Cdt.
605927	10/19	10/19	100	135	1
605928	14/23	14/23	155	260	1
605929	19/26	19/26	208	340	1
605930	19/26	19/26	250	380	1
605931	24/29	24/29	250	390	1
605932	29/32	29/32	250	400	1
605933	19/26	19/26	398	530	1
605934	24/29	24/29	395	535	1
605935	29/32	29/32	400	550	1



TETES DE DISTILLATION

Tête de distillation

Référence	Rodage ballon	Rodage réfrigérant	Rodage Thermomètre	Angle	Ampoule de garde	Cdt.
605503	Photo A 19/26	19/26	Non		Oui	1
605504	24/29	19/26	Non		Oui	1
605505	24/29	24/29	Non		Oui	1
605477	Photo B 14/23	14/23	Non	105°	Non	1
605478	19/26	19/26	Non	100°	Non	1
605479	24/29	19/26	Non	100°	Non	1
605480	24/29	24/29	Non	100°	Non	1
605481	29/32	29/32	Non	100°	Non	1
605498	Photo C 19/26	19/26	Non		Oui	1
605499	24/29	19/26	Non		Oui	1
605500	24/29	24/29	Non		Oui	1
605501	29/32	29/32	Non		Oui	1
605487	Photo D 10/19	10/19	10/19		Non	1
605488	14/23	14/23	14/23		Non	1
605491	34/35	34/35	14/23		Non	1
605492	19/26	19/26	19/26		Non	1
605493	19/26	19/26	14/23		Non	1
605494	24/29	19/26	14/23		Non	1
605495	29/32	19/26	14/23		Non	1
605496	24/29	24/29	14/23		Non	1
605497	29/32	29/32	14/23		Non	1



TUBES

Tube à essai en verre borosilicate 3.3 épaisseur 0,8 mm




Produits	Dimensions en mm	Cdt.	Boîtage sans croisillon		Boîtage avec croisillons	
			Référence		Référence	
Tubes à essai	10 x 100	100	616052		-	
Tubes à essai	12 x 120	100	616053		616058	
Tubes à essai	14 x 140	100	-		616059	
Tubes à essai	16 x 160	100	616055		616060	
Tubes à essai	18 x 180	100	616056		616061	
Tubes à essai	20 x 200	100	616057		616062	

Tube à essai, bord droit

Référence	Volume	Ø x L en mm	Ep. en mm	Cdt.
605411	2 ml	10 x 75	1,0	100
605412	4 ml	10 X 100	1,0	100
605413	5 ml	12 x 75	1,0	100
605415	6 ml	12 x 100	1,0	100
605418	15 ml	16 x 100	1,2	100
605417	20 ml	16 x 160	1,2	100
605419	30 ml	18 x 180	1,2	100
605420	40 ml	20 x 200	1,2	100
605423	60 ml	24 x 200	1,2	50

Conformes aux normes NF B 35 017 et ISO 4141.
La bonne répartition du verre, au niveau des parois et du fond du tube, procure une très bonne résistance thermique



Tube à essai, bord droit, usage intensif



Référence	Volume	Ø x L en mm	Ep. en mm	Cdt.
605429	2 ml	10 x 75	1,5	100
605430	5 ml	12 x 75	1,5	100
605431	20 ml	16 x 160	1,8	100
605432	25 ml	18 x 150	1,8	100
605433	50 ml	24 x 150	1,8	100

Conformes à la norme ISO 4141.

Ces tubes à essais de forte épaisseur sont particulièrement résistants aux chocs mécaniques.
Préconisés pour une utilisation régulière et de fréquents passages au lave vaisselle.

Tube à essai, bord évasé

Référence	Volume	Ø x L en mm	Ep. en mm	Cdt.
605424	5 ml	12 x 75	1,0	100
605425	20 ml	16 X 160	1,2	100
605426	30 ml	18 x 150	1,2	100

Tubes à essais haute qualité, conçus et fabriqués pour une performance optimale.
Conformes à la norme ISO 4142.
Ils peuvent être utilisés à des températures jusqu'à 500°C.
Le bord évasé procure une meilleure résistance aux chocs mécaniques.



TUBES

Tube à essai, bouché, SVL®

Ces tubes sont particulièrement adaptés aux travaux de cultures.
Le verre borosilicaté PYREX® présente une excellente résistance à l'attaque par l'eau, et la perte d'éléments pouvant influencer sur le pH est donc très réduite.
D'autre part, les bouchons SVL® en phénoplaste et joints PTFE assurent une fermeture hermétique.
Les bouchons sont stérilisables à 121°C pendant 2 heures.

Référence	Volume	Ø x L en mm	Ep. en mm	SVL	Cdt.
605401	8 ml	14 x 100	1,5	13	40
605402	10 ml	16 x 100	1,8	15	40
605400	15 ml	16 x 125	1,8	15	40
605404	15 ml	18 x 100	1,8	18	40
605403	20 ml	16 x 160	1,8	15	40
605406	20 ml	20 x 100	1,8	20	40
605405	25 ml	18 x 180	1,8	18	40
605409	30 ml	26 x 100	2,0	25	40
605407	40 ml	20 x 200	1,8	20	40
605408	50 ml	22 x 200	1,8	22	40
605410	70 ml	26 x 200	2,0	25	40



Bouchon à vis, complet type SVL®



Bouchons	SVL	Cdt.		Joints De rechange	Cdt.
605746	13	1 x 20		605737	1 x 20
605747	15	1 x 20		605738	1 x 20
-	-	-		605739	1 x 20
605749	20	1 x 20		605740	1 x 20
605750	22	1 x 20		605741	1 x 20
605751	25	1 x 20		605742	1 x 20
605752	30	1 x 20		605743	1 x 20
605753	42	1 x 10		605744	1 x 10
605754	60	1 x 5		605745	1 x 5

Tube à hémolyse en verre sodocalcique

Référence	Produit	Cdt.
616072	Tubes à hémolyse en verre sodocalcique ép. 0,8 mm 11.60 x 75	550
616073	Tubes à hémolyse en verre sodocalcique ép. 0,8 mm 12,25 x 65	500
616074	Tubes à hémolyse en verre sodocalcique ép. 0,83 mm 12,25 x 75	500
616075	Tubes à hémolyse en verre sodocalcique ép. 0,8 mm 12 x 100	500
616076	Tubes à hémolyse en verre sodocalcique ép. 0.8 mm 12,25 x 75	500
616079	Tubes à hémolyse borosilicate 12 x 75	100

TUBES A CENTRIFUGER

Tube en verre à usage unique CORNING, non stérile

Tubes particulièrement adaptés à la culture de tissus, à la microbiologie et à l'analyse clinique.

Réalisés en verre borosilicaté Pyrex® réduisant ainsi les variations de pH par contamination, pouvant intervenir en cas d'utilisation de verre sodocalcique.

La bonne répartition du verre au fond des tubes et le long des parois permet de réduire les risques de casse liés aux chocs thermiques.

Vitesse de centrifugation entre 2500 et 3000 tours / min.

Les bouchons sont à commander séparément. Voir ci-dessous

Référence	Matière	Volume	Ø x L en mm	Fond	Rodage	x g	Cdt.
168652	Verre (Pyrex®)	4 ml	10 x 75	Rond	bord droit	3000	4 x 250
177433	Verre (Pyrex®)	6 ml	12 x 75	Rond	bord droit	3000	4 x 250
606748	Verre (Pyrex®)	9 ml	13 x 100	Rond	bord droit	3000	4 x 250
177435	Verre (Pyrex®)	11 ml	15 x 85	Rond	bord droit	3000	4 x 250
606750	Verre (Pyrex®)	15 ml	16 x 100	Rond	bord droit	3000	4 x 250
606751	Verre (Pyrex®)	19 ml	16 x 125	Rond	bord droit	3000	4 x 250
606752	Verre (Pyrex®)	22 ml	16 x 150	Rond	bord droit	3000	4 x 250
606753	Verre (Pyrex®)	28 ml	18 x 150	Rond	bord droit	3000	2 x 250
179469	Verre (Pyrex®)	8 ml	13 x 100	Rond	Col à vis	3000	4 x 250
179473	Verre (Pyrex®)	13 ml	16 x 100	Rond	Col à vis	3000	4 x 250
606757	Verre (Pyrex®)	17 ml	16 x 125	Rond	Col à vis	3000	4 x 250
606758	Verre (Pyrex®)	21 ml	16 x 150	Rond	Col à vis	3000	4 x 250
606760	Verre (Pyrex®)	32 ml	20 x 150	Rond	Col à vis	3000	2 x 250
179348	Verre (Pyrex®)	18 ml	16 x 125	Plat	Col à vis	3000	4 x 250
175717	Verre (Pyrex®)	29 ml	19,5 x 145	Plat	Col à vis	3000	2 x 250

Bouchon non stérile pour tube Corning

Bouchons en phénoplaste, avec un joint PTFE pour l'utilisation en autoclave (121°C maximum), ou avec joint en caoutchouc pour la stérilisation à air chaud.
Les bouchons seuls sont autoclavables uniquement à 121°C maximum.

Référence	Ø Tube (mm)	Joint	Cdt.
217769	13	Caoutchouc	1000
217771	20	Caoutchouc	1000



VERRES EXPERIENCES – VERRES DE MONTRE

Verre à expérience en verre sodocalcique

Volume	Référence	Cdt.
60 ml	616153	1
125 ml	616154	1
250 ml	616155	1
500 ml	616156	1



Verre de montre



Diamètre	Bords rebrûlés	Cdt.		Bords rodés	Cdt.
40 mm	616160	10		616170	10
50 mm	616161	10		616171	10
60 mm	616162	10		616172	10
70 mm	616163	10		616173	10
80 mm	616164	10		616174	10
90 mm	–	–		616175	10
100 mm	616165	10		616176	10
120 mm	616166	10		–	–
130 mm	–	–		616177	10
140 mm	616167	10		–	–
150 mm	–	–		616178	10
160 mm	616168	10		–	–