



- Deux touches de démarrage indépendantes pour la réfrigération et le vide.
- Affichage digital de la température et de la mesure du vide.
- Piège et plan de travail en inox
- Possibilité de pré-congélation 4 plateaux de 0,9 à 1,2l.
- Pompe à vide et flexible de raccordement fournis
- Pompe équipé d'un clapet antiretour.



Pompe à vide et raccords fournis

Descriptif technique

Modèle			
Piège	-80°C		-55°C
Capacité	3 litres		
Dimension	405 x 630 x (320+480) mm		
Dimensions du piège	Φ215 x haut. 130 mm		
Alimentation	220-240 V- 1 Ph		

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72



Accessoires



Chambre acrylique Manifold
Bouchage manuel



Chambre acrylique Manifold



Chambre acrylique

- > Manifold 8 ports avec vannes et raccords.
- > 8 ballons de capacités : 50ml, 100ml, 250ml, 500ml.
- > Compartiment à vide en acrylique transparent. $\Phi 260 \times 460$ mm. Etagères 4 x $\Phi 200$ mm.
- > Système de bouchage manuel sous vide.

Accessoires

Chambre acrylique Manifold
+ Bouchage manuel sous vide

Références

Chambre acrylique Manifold

Chambre acrylique

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

