

Consommable



Boîtes de Petri en polystyrène, avec ou sans ergots, d'excellente clarté, de qualité supérieure avec fond plat et stable. Aseptique (non stérilisée par irradiation).

Référence	Désignation	Cdt
586363	Boîte de petri 94 x 16 mm avec ergots aseptique	480
586381	Boîte de Petri standard 94 x16 mm aseptique avec ergots	500
642319	Boîte de petri 94 x 16 mm sans ergot aseptique	480
586382	Boîte de Petri standard 94 x 16 mm sans ergot aseptique	500

Ruban adhésif étirable pour le scellage et la fermeture des boîtes de Petri et microplaques.

Flexible, étirable, de bonne résistance aux solvants, imperméable aux liquides.
Températures d'utilisation : de -30 °C à +70 °C.

Dimensions :

- Largeur : 12,7 mm
- Longueur : 35 m

Référence	Désignation	Cdt
586403	Ruban blanc 35 m fermeture boîte de Petri	35 m



Stériles

- Version 1 µl ou 10 µl
- Code couleur pour une identification facile
- Surface de l'anse extrêmement lisse
- Deux modèles, souple ou rigide
- Emballage par 40 dans un sachet refermable
- Le sachet se place sur un support spécial qui permet de retirer facilement les inoculateurs

Référence	Désignation	Cdt
586436	Inoculateur 1 µl st rigide vert fonce	4000
586435	Inoculateur 10 µl st rigide bleu fonce	4000

Ces anses NiCr 8020 sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de longueurs avec un diamètre interne de 1,5, 2,5 ou 4 mm. Elles sont résistantes à la chaleur et peuvent être stérilisées à la flamme. Diamètre de fil : 0,6 mm. Porte-anses disponibles séparément.

Référence	Désignation	Cdt
623418	Manche de KOLLE 200 mm métal avec poignée bakélite	1
557442	Anses d'innoculation acier inox Ø 4 mm	10



Consommable



Lames en verre dégraissées, lavées, polies, prêtes à l'emploi

- En verre ordinaire.
- Dimensions : 26 x 76 mm
- Epaisseur : 1 mm
- Emballage par boîte de 50
- Norme ISO 8037/1

Référence	Désignation	Cdt.
615539	Lame verre standard bord brut 90° sans dépolie	50
615540	Lame verre standard bord brut 90° 2 faces dépolies	50

Lamelle haute qualité - épaisseur N°1 : 0,13 à 0,17 mm
En verre borosilicaté Dimensions 20 x 20 mm
Autoclavable

Référence	Désignation	Cdt.
586665	Lamelles 20 x 20 ép 0,13 à 0,17 mm (10 x 100)	1000



Pour ranger et distribuer proprement les lames de microscopie l'une après l'autre.

- Distributeur en ABS et PS
- Sortie séparée des lames grâce à la rotation des roulettes latérales
- Capacité : 50 lames 26 x 76 mm
- L x l x h : 100 x 120 x 140 mm

Référence	Désignation	Cdt.
617142	Distributeur de 50 lames (76x26mm)	1

Consommable



Pipettes

- Stériles et cotonnées
- Pointe anti-goutte
- Larges bandes code couleur qui simplifient la lecture
- Emballage plastique

Référence	Désignation	Cdt.
156586-1000EA	Pipettes sérologiques 1 ml Stripette™ PS St.Unit. emb plast.	1000
156589-1000EA	Pipettes sérologiques 2 ml Stripette™ PS St.Unit. emb plast.	1000
156592-200EA	Pipettes sérologiques 5 ml Stripette™ PS St.Unit. emb plast.	200
156594-200EA	Pipettes sérologiques 10 ml Stripette™ PS St.Unit. Emb plast.	200
156596-200EA	Pipettes sérologiques 25 ml Stripette™ PS St.Unit. Emb plast.	200



Référence	Désignation	Cdt.
586870	Pipette de transfert PE 1,7 ml bulbe 0,9 ml non stérile	500
586882	Pipette de transfert PE 1,7 ml bulbe 0,9 ml stérile	500
586888	Pipette de transfert PE 4 ml bulbe 1,9 ml stérile	400
586874	Pipette de transfert PE 5 ml bulbe 1,9 ml non stérile	500
586890	Pipette de transfert PE 5 ml bulbe 1,9 ml stérile	500
586891	Pipette de transfert PE 7.7 ml bulbe 3.2 ml non stérile	500
586900	Pipette de transfert PE 7.7 ml bulbe 3.2 ml stérile	500
586892	Pipette de transfert PE 8 ml bulbe 4.6 ml non stérile	400
586902	Pipette de transfert PE 8 ml bulbe 4.6 ml stérile	400
586872	Pipette de transfert PE 1.5 ml bulbe 0,8 ml non stérile	500
586886	Pipette de transfert PE 1.5 ml bulbe 0,8 ml stérile	500
586867	Pipette de transfert PE 3.9 ml bulbe 2.2 ml non stérile	500
586876	Pipette de transfert PE 3.9 ml bulbe 2.2 ml stérile	500
586868	Pipette de transfert PE 5.8 ml bulbe 3.4 ml non stérile	500
586878	Pipette de transfert PE 5.8 ml bulbe 3.4 ml stérile	500
586871	Pipette de transfert PE 4.8 ml bulbe 1,8 ml non stérile	500
586884	Pipette de transfert PE 4.8 ml bulbe 1,8 ml stérile	500
586869	Pipette de transfert PE 7.5 ml bulbe 3.2 ml non stérile	500
586880	Pipette de transfert PE 7.5 ml bulbe 3.2 ml stérile	500


Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire. Ces pipettes sont fabriquées en polyéthylène et sont donc incassables. La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation. Déclinées en une version non stérile et deux versions stériles, elles sont proposées en 24 modèles différents.

- Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- Les pipettes stériles sont proposées soit en emballage individuel, soit en emballage multiple.

Consommable

Pipette pasteur en verre
Longueur : 230 mm

Référence	Désignation	Cdt.
586936	Pipette pasteur 230mm cotonnée fermée	250



Portoir en plexiglas capacité 10 lames. Cuve en PVC.

Référence	Désignation	Cdt.
571915	Portoir à coloration avec cuve	1

KIT Gram-Hucker R action rapide

Référence	Désignation	Cdt.
290134-1KT	Kit Gram-Hücker R action rapide	1



Ecouvillon médical composé d'une **tige en bois** et d'un embout en **coton sec, non imbibé**.
Longueur 15 cm.
S'utilise à sec, notamment en **gynécologie et ORL** (Oto-Rhino-Laryngologie), pour les prélèvements ou les frottis.
A usage unique, non stérile.

Référence	Désignation	Cdt.
575754	Ecouvillon bois embout coton - emballé par 100	2000

Fabriqu  en laiton nickel 
Avec robinet a vis et stabilisateur de flamme
Tube: 11x150 mm (diam x h)
Base en acier peinte avec epoxy et avec anneau en PVC
CE selon le Directive 90/396
Convient pour un fonctionnement multi gaz (butane propane naturel)
Puissance nominale : 0,5-3Kw
Temp rature maximale de 1250 C au centre de la flamme

R�f�rence	D�signation	Cdt.
630627	Bec Bunsen veilleuse Vis/Olive Butane/Propane	1



Consommable



Papier pH 1 - 14 - en rouleau de 5 m

Référence	Désignation	Cdt.
637294	Rouleau de papier pH universel 1 -14 (5 m)	1

Kits de rinçage pour le lavage des pipettes allant jusqu'à 600 mm de longueur.
Le système de lavage complet se compose d'un lave-pipette,
d'un récipient pour pipette et un panier porte-pipette.

- Thermorésistants jusqu'à +105 ° C
- Bonne résistance chimique
- Le système de vidange par siphonage, permet un renouvellement continu de l'eau
- Le fond en PE élastique annule le risque de casse des pipettes
- Le panier porte-pipette est muni d'un anneau réglable en hauteur pour maintenir les pipettes ensemble pendant le retrait du lave-pipette

Tous les éléments doivent être commandés séparément.



Référence	Désignation	Cdt.
	Lave pipette petit modèle	
617566	Panier porte-pipettes diam.145 mm haut.300/497 mm	1
617775	Rallonge pour panier	1
617794	Bac de lavage (trempage) h 500 mm	1
617505	Bac de rinçage automatique PE diam.165 mm H 740 mm	1
	Lave pipette grand modèle	
617565	Panier porte-pipettes diam.145 mm haut. 300/648 mm	1
617788	Bac de lavage (trempage)7 diam.162 mm haut.650 mm	1
617506	Lave-pipettes automatique PE D165mm H1000mm	1

Consommable



Cellules de grande précision en verre à stries gravées.

Référence	Désignation	Cdt.
614775	Cellule de MALASSEZ simple	1
614784	Cellule de MALASSEZ double	1

Compteurs à touches manuel.

- Modèle à 5 ou 8 touches
- Idéal pour les comptages leucocytaires
- Comportent un cadran de totalisation
- Incrément : 1 à 999 par canal

Référence	Désignation	Cdt.
587025	Compteur de cellules 5 touches et total	1
587026	Compteur de cellules 8 touches et total	1
587012	Compteur manuel avec anneau (1 touche 4 chiffres)	1



Plaque de coloration en porcelaine 6 cavités

Référence	Désignation	Cdt.
523215	Plaque à coloration porcelaine 6 trous Ø 20 mm	1

Consommable



Baume d'inclusion

Durcissement rapide
Solidification en 20 minutes

Reference	Désignation	Cdt.
586865	Baume d'inclusion Eukitt	100 ml

Tube de Borel en verre sodocalcique, avec couvercle.

- $\varnothing \times h$: 40 x 80 mm
- Capacité : 3 lames 76 x 26 mm

Référence	Désignation	Cdt.
614592	Boîte à coloration de Borrel	1



Boîte en verre sodocalcique.
Constituée d'une cuve, d'un panier et d'un étrier
(chaque élément est à commander séparément).
Pour 20 lames 76 x 26 mm dos à dos.

Référence	Désignation	Cdt.
547315	Boîte à coloration complète 10 lames 76 x 26 mm	1

Marqueur graveur de lame à pointe diamant.
Longueur : 155 mm.
Conçu pour l'écriture sur lames de microscopie.
Corps en plastique.

Référence	Désignation	Cdt.
586710	Stylo pointe diamant	1
586711	Recharge pour stylo pointe diamant (pour 586710)	1




Consommable



Pour lames standard 75 x 25 mm
Fond blanc à reliure de couleur (noir, bleu, vert, rouge ou jaune)

Classeur de rangement pour lames de microscopie 76 x 26 mm.
Constitué d'un plateau de rangement numéroté pour 20 lames.
Double rabat en plastique transparent permettant une visualisation et une identification des lames sans ouverture.

- Choix de 5 coloris
- Conception facilitant la prise en main des lames
- L x h x ép. : 192 x 292 x 11 mm



Référence	Désignation	Cdt.
586742	Plateau carton pour 20 lames	1
586788	Classeurs plastique pour 20 lames coloris panachés	10



Pour ranger et distribuer proprement les lames de microscopie l'une après l'autre.

- Distributeur en ABS et PS
- Sortie séparée des lames grâce à la rotation des roulettes latérales
- Capacité : 50 lames 26 x 76 mm
- L x l x h : 100 x 120 x 140 mm

Référence	Désignation	Cdt.
617142	Distributeur de 50 lames (76x26mm)	1

En polystyrène "High Impact", très résistant aux chocs
Avec fentes numérotées
Bon espace interfente pour une manipulation facile des lames
Couvercle entièrement séparable
Empilables
Dimensions 230 x 180 mm h : 35 mm
Nombre de places : 100

Référence	Désignation	Cdt.
616863	Boîte pour lame en PS antichoc 100 places	1



Consommable



En polymère d'acétal
Le couvercle se décroche facilement et ses charnières le tiennent en place de façon sécurisée
Le secteur antérieur d'écriture a un angle de 45 °
La languette de soulèvement du couvercle se situe de côté
Disponibles dans 11 couleurs non cytotoxiques non métalliques et 3 couleurs fluorescentes

Référence	Désignation	Cdt.
571597	Cassette d'inclusion standard Unisette bleu	1
293371-1KG	Paraffine Paraplast Plus - sac de 1 kg	1 kg



Pour l'inclusion des échantillons.
Livrée sous forme de paillettes
Température de fusion : 56 °C
Sac de 1 kg

CONSOMMABLE



Pour la collecte des objets perforants ou coupants

- Système d'ouverture mono-manuelle
- Espace de sécurité de plus de 2,5 cm entre la limite de remplissage et l'ouverture
- Assemblage du couvercle validé par "clic" clairement audible pour valider l'utilisation en toute sécurité
- Etiquette indécollable pour une excellente traçabilité
- Collecteur avec corps en PP gris 100 % recyclé et couvercle en PP jaune 20 % recyclé sourcé en circuit court : réduction de l'empreinte carbone
- Autoclavable à 134 °C pendant 18 minutes (démonté) avant utilisation
- Fermeture provisoire et définitive

Référence	Désignation	Cdt.
599374	Collecteurs déchets Sharpsafe 600 ml	1

Sacs pour autoclave avec symbole et mention Biohazard.
Indicateur de stérilisation intégré..

Référence	Désignation	Cdt.
599270	Sacs BIOHAZARD 64 x 89 cm	200



Référence	Désignation	Cdt.
156213-100EA	Gants nitrile S non poudre Semperguard® Xpert	100
156302-100EA	Gants nitrile M non poudre Semperguard® Xpert	100
156391-100EA	Gants nitrile L non poudre Semperguard® Xpert	100
578448	Gants nitrile XL non poudre Semperguard® Xpert	90

CONSOMMABLE



- 100 % nitrile, sans latex, permet d'éliminer tous les risques d'allergies de type I
- Agents chimiques indétectables : limite considérablement les risques d'allergies de type IV
- Excellentes résistances chimique et mécanique, résistance aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- Certifié EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Certifié EN ISO 374-1 :2016 Type B (JKT) : Protection limitée contre les projections de produits chimiques
- ISO 374-5 :2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- AQL : 0,65
- Coloris violet
- Non poudrés, finition lisse, texturée aux bouts des doigts
- Antistatiques
- Manchette à bord roulé

Référence	Désignation	Cdt.
583701	Gant Purple Nitrile Kimtech™ XS - longueur 240 mm	100
598947	Gant Purple Nitrile Kimtech™ S - longueur 240 mm	100
598948	Gant Purple Nitrile Kimtech™ M - longueur 240 mm	100
598945	Gant Purple Nitrile Kimtech™ XL - longueur 250 mm	90

Masque jetable à 3 plis

Référence	Désignation	Cdt.
642930	Masque 3 plis PP bleu	50



Référence	Désignation	Cdt.
639883	Masque FFP2 avec soupape jetables, série 8000	10



- Lunettes parfaitement transparentes avec écran panoramique en polycarbonate.
- Rebords faisant office de protection latérale
 - Font également office de sur lunettes
 - Ailettes d'aération antibuée

Référence	Désignation	Cdt.
599263	Lunette ou Sur-Lunette de protection	10

Consommable



Charlotte ronde en polypropylène non tissé. Coloris blanc ou bleu.

Référence	Désignation	Cdt.
599143	Charlotte ronde coloris blanc - 16 g/m²	100

Couvre-chaussure en polypropylène blanc - avec semelle antidérapante bleue

Référence	Désignation	Cdt.
599147	Couvre-chaussure PP blanc semelle Anti Derap. Bleue	400



- Blouse d'hygiène en polypropylène 40 g/m²
- Cousue et élastiquée aux poignets
- Fermeture zip
- Poche intérieure gauche
- Existe en blanc et en bleu marine

Référence	Désignation	Cdt.
583700	Blouse en PP fermeture zip - taille 3/L - coloris blanc	50
583710	Blouse en PP fermeture zip - taille 2/M - coloris blanc	50

- Non tissé spunbonded polypropylène 38 g/m²
- Matière très souple et opaque
- Coloris blanc
- Fermeture par 4 pressions, poignets avec élastique, col tailleur, sans poches
- Crochet dans le col (pour suspendre la blouse)
- Catégorie 1 - risques mineurs (ne pas utiliser en milieux dangereux)
- Carton de 50 unités, sous sachet individuel

Référence	Désignation	Cdt.
599200	Blouses body Eco Taille L	50
599201	Blouses body Eco Taille XL	50



Agitateur



Agitateur à 7 galets à double rotation et mouvement de bascule, permettant une homogénéisation remarquable grâce à l'effet sinusoïdal. Recommandé pour le travail en suspension de liquides, de produits biologiques et d'hématologie.

Référence	Désignation	Cdt.
633199	Agitateur rotatif biologie et hématologie MOVIL ROD	1

Contrôle digital
Mouvement ondulant
Minuté/En continu
Vitesse: 10-70 rpm
Angle réglable: 0-90°
Minuteur: 1-1199 min
Classe de protection: IP21
Acces. type "disque" inclus (8x50 ml)

Référence	Désignation	Cdt.
642230	Agitateur rotatif (disque) digital 10-70 tr/mn	1



Agitateur avec plateau inclinable et plateau amovible en silicone avec rainures antidérapantes pour une agitation à vitesse continue. Particulièrement recommandé pour l'hématologie, la chimie et la microbiologie.
Capacité de 12 tubes.
Pour tubes jusqu'à 20 mm de diamètre et 160 mm de longueur.
Vitesse 15 r.p.m.
Hauteur / Largeur / Profondeur (extérieur) cm : 12 x 34 x 20
Angle d'inclinaison : 25°.
Consommation 6W
Poids 2.5Kg

Référence	Désignation	Cdt.
633060	Agitateur basculant 12 tubes (hématologie, microbiologie)	1

Autoclaves



Système de fermeture CertoLock :

verrouillage en toute sûreté à l'aide d'une poignée, pas de manipulation avec pas de vis

Système de sécurité CertoSecure, 4 protections :

blocage du couvercle de sécurité contre l'ouverture sous pression,

soupape de commande de sécurité anti-blocage,

soupape de surpression,

soupape de sécurité de surpression

Chauffage incorporé dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau, donc durée de vie plus élevée

Conformes aux exigences des normes internationales

Marquage GS selon les normes DIN et VDE/IEC (EN61010 :1 :2001 et 61010 :2 :040 :2005)

Référence	Désignation	Cdt.
583435	CertoClav EL 18 litres 115°C/121°C avec panier	1

Bains



Bain histologique pour inclusions en paraffine "Termofin".

Températures réglables de 40 °C jusqu'à 80 °C

Stabilité ± 1 °C

Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noir mat indélébile.

Orifice pour thermomètre

Panneau de commande :

interrupteur général, thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une lampe de signalisation

Référence	Désignation	Cdt.
631283	Bain histologique Inclusion en paraffine	1

Bains



Bain thermostaté cuve transparente

- Disponibles avec une cuve transparente ou cuve inox
- Pour applications internes
- Affichage LED lumineux
- Sécurité de niveau bas par flotteur
- Couvercle pour cuve en option

Référence	Désignation	Cdt.
642804	Bain thermostaté cuve PC C-BT 9 (20 à 100 °C)	1

Appareil en plexiglas transparent composé d'une cuve plexi et d'un thermostat réglable jusqu'à 60°C pré-réglé à 37 et 56°C.

Référence	Désignation	Cdt.
629175	Bain de sérologie 6L réglable jusqu'à 60°C pré-réglé 37°C et 56°C	1



Sub Aqua Pro Advance : pour les applications les plus précises (pharma, biotech, santé et industrie) :

- Fonctions : alarme, mémoire (Set et Forget), contrôle avancé et précis de la température (2 points de calibration)
- Protection contre chauffage à vide (Run Dry) et fonction Dry Start, verrouillage du panneau de commande
- Livré avec plateau de base, couvercle en polycarbonate transparent et robinet de vidange (sauf modèles 2 et 5 litres)

Référence	Désignation	Cdt.
571541	Bain Marie SAP 12 L avec Couv.PC Plaque Fd et robinet	1

Centrifugeuses

CENTRIFUGEUSE CENCOM II



Capacité 6 tubes de 15 ml.
En ABS moulé avec couvercle transparent en polycarbonate.
Régulation électronique de la vitesse de 1000 à 4000 t/min (par pas de 500 t/min).
Minuterie de 1 à 60 min (par pas de 1 min), affichage digital.
Livrée avec rotor pour 6 tubes 15 ml Ø 16 x 100 mm
6 tubes en verre
6 adaptateurs pour tubes type Falcon.
En option, adaptateur pour tubes à hémolyse Ø 12 x 75 mm.
Dimensions : Ø 260 x H 280 mm / 4,5 kg / 80W.

Référence	Désignation	Cdt.
628743	Centrifugeuse 6 x 15 ml angulaire CENCOM II	1

Compacte et transportable
Ne nécessite pratiquement aucun entretien
Mécanisme autolubrifiant
Rotor 4 places pour tubes coniques et tubes à fond rond
Livrée sans rotor (à commander séparément)

Référence	Désignation	Cdt.
628022	Centrifugeuse manuelle 4 postes (Ajouter rotor 628023)	1
628023	Rotor 4 places pour tubes 15 ml coniques (Pour 628022)	1



Chariot de laboratoire



Siège Ø 330 mm vinyle expansé lavable, classe ignifuge M2 (DIN 4102 B2) noir sans soudure, épaisseur 30 mm.
Colonne tubulaire chromée réglable de 520 à 700 mm par vérin à gaz.
Base 5 pieds Ø 580 mm sur roulettes jumelées noires Ø 50 mm ou sur patins. patins.
Charge maximale 150 kg Base en 5 pieds en aluminium moulé, poli.

Référence	Désignation	Cdt.
575766	Tabouret à vérin vinyle noir 5 roues	1

Plateaux 750 x 500 mm acier inoxydable 18/10 AISI 304
Tube Ø 25 mm acier inoxydable 18/10 AISI 304
Hauteur des plateaux par rapport au sol : 300 et 820 mm pour 2 plateaux
Roulettes Ø 75 mm
4 anneaux d'arrêt Ø 95 mm
Assemblage par vis inox et barres aluminium
Livré démonté avec outillage et notice de montage

Référence	Désignation	Cdt.
526426	Chariot de laboratoire 2 plateaux galerie 750 x 500 mm	1



Compteur de colonie



Compteur de colonie manuel, avec éclairage LED.
Chaque pression exercée sur la boîte de Petri va enclencher le comptage et effectuer l'incréméntation de 0 à 999.
Transfert de données vers un PC via le câble USB fourni
Eclairage par le dessus et le dessous grâce à une lampe LED évitant ainsi les reflets et les transferts de chaleur
Livré avec un graticule de Wolffhuegel, un disque de centrage pour faciliter la lecture avec des boîtes de Petri de 50 à 90 mm, et un fond noir afin de d'améliorer la visualisation des colonies transparentes
Emission d'un signal sonore à chaque pression
Equipé d'une loupe pour une meilleure visualisation (non incluse, à commander séparément)
Revêtement anti microbien Biocote

Loupe de grossissement

Référence	Désignation	Cdt.
611394	Compteur de colonies STUART CC-200 sans loupe	1
611395	Loupe 1,7 x pour compteur de colonies CC-200	1



Utilise les marqueurs Sharpie
Chaque pression de la pointe du marqueur incrémente le compteur digital
Possibilité de comptage par zone (1 à 9 délimitées sur une boîte de Petri) pour somme du comptage de toutes les zones
S'utilise avec ou sans signal sonore
S'arrête après 10 minutes sans utilisation
E-counter se garde sur son support vertical avec le marqueur Sharpie inséré et capuchonné
Livré avec une pile bouton CR1220, un support

Référence	Désignation	Cdt.
629363	Stylo compteur de colonie E-counter	1

MATERIEL

Glacières



- Totalement isolée (corps et couvercle) pour transport de longue durée
- Couvercle verrouillable par poignée
- Etanche

Référence	Désignation	Cdt.
593511	Glacière rigide super isolante 17 L	1

Micropipettes



Pipetage sans effort
Incrémentation fine
Mise en place et éjection facile des pointes.
S'utilise avec des filtres de protection "SafeCone" pour une protection de la pipette et de vos échantillons contre les aérosols
Entièrement autoclavable sans démontage
Bonne résistance aux solvants et aux UV
Gamme complète de 0,1 μ l à 10 ml
(existe en monocanal volume Fixe et volume Variable ainsi qu'en multicanaux 8 et 12)
Garantie 2 ans
Permet d'aller au fond des tubes de 15 ml

Référence	Désignation	Cdt.
572569	Micropipette Proline Plus 5- 50 μ l Sartorius Biohitfamily	1
642972	Micropipette Proline Plus 0,5 - 10 μ l Sartorius Biohitfamily	1
636731	Micropipette Proline Plus 20 - 200 μ l Sartorius Biohitfamily	1
636732	Micropipette Proline Plus 100 - 1000 μ l Sartorius Biohitfamily	1
636733	Micropipette Proline Plus 500 - 5000 μ l Sartorius Biohitfamily	1
636734	Micropipette Proline Plus volume 1 à 10 ml Biohitfamily	1

Microscope



Les microscopes de la série bScope, EUROMEX®, utilisent des composants optiques de grande qualité pour garantir sa performance et des images claires et lumineuses pour chaque grossissement. Spécialement conçu pour l'enseignement et les laboratoires, ce matériel est ergonomique et répond aux normes standards en vigueur.

Équipement :

Tête binoculaire

Oculaires grand champ HWF 10x/20 mm

Objectifs E-plan 4x 10x 40x 100x Imm

Eclairage LED 3W

Livré avec cordon d'alimentation, housse de protection fusible de rechange
filtre blanc mode d'emploi et huile à immersion 5 ml.

Référence	Désignation	Cdt.
111047	Microscope bScope bino. 4/10/40/100 Imm E-plan NeoLED	1

Huile à immersion

Référence	Désignation	Cdt.
300977-1X100ML	Huile à immersion (Merck) (bouteille verre)	100 ml
300977-100ML	Huile à immersion (Merck) (Compte goutte plastique)	100 ml



Papier de haute qualité pour le nettoyage de surfaces optiques (verre, quartz, plastique.)

Ne contient aucun agent chimique, ne possède ni silicone ni additif particulier.

- Très doux, ne raye pas
- Très absorbant pour l'élimination des graisses et de l'humidité

Référence	Désignation	Cdt.
535283	Papier optique, n° 105, Whatman™ 100×150 mm	625



MATERIEL

Microtome

Pour la réalisation de coupes de tissu dans de la paraffine
Volant manuel ergonomique, facile à manipuler avec système de blocage du mécanisme
Surface de coupe 50 x 45 mm
Pince pour échantillon et pince universelle pour cassette facilement interchangeables et orientables
Système d'avancé macro
Livré avec 2 porte-lames pour lames jetables à profil haut et bas, avec protège-doigts inclinable

Lame pour microtome



Référence	Désignation	Cdt.
571599	Microtome à rotation manuelle avancée	1
	Prendre lame ZFR017	



Minuteur – compteur/décompteur

Référence	Désignation	Cdt.
642899	Compteur / décompteur 1 canal 99 mn 59 s	1



Appareil de Westergreen - Sédimentation

Appareil de sédimentation. (Westergreen)

Référence	Désignation	Cdt.
614372	Appareil de westergreen en acier inox 5 postes complet	1



Produits chimiques

Référence	Désignation	Cdt.
302013-1X500ML	Giemsa colorant solution pour la microscopie	500 ml
116169-1L	Colorant Giemsa solution modifiée accordé Giemsa	1 L
139629-250ML	Iode solution coloration de Gram	250 ml
302035-1X1L	Solution de Lugol coloration Gram	1 L
140854-250ML	Safranine pour coloration gram	250 ml
162686-1L	Crystal violet (violet de gentiane) pour coloration gram	1 L
135578-250ML	Solution décoloration pour gram	250 ml
302368-1X500ML	Solution de decoloration pour gram	500 ml
302772-1X100ML	Bleu de lactophenol (coloration fongique)	100 ml
302018-1X500ML	Safranine solution pour Gram	500 ml
162684-250ML	Vert de malachite en solution	250 ml
125691-1L	Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen	1 L
302017-1X500ML	Fuchsine phéniquée Sol. (Ziehl-Neelsen) (carbol Fuchsine)	500 ml
300450-1X1SE Kit	Kit coloration de Gram sans phénol pour frottis	Kit
300374-1X100ML	Bleu de méthylène (Loeffler)	100 ml
139096-250ML	Fuchsin solution pour coloration Gram	250 ml
136245-1KT	Kit coloration Gram (4 x 250 ml)	Kit